


## FR Moniteur de surveillance vétérinaire VPM-25 (guide rapide)


### <Panneau frontal>

1. ACL
2. Écran tactile
3. Bouton d'alimentation
4. Indicateur de la batterie
5. Indicateur d'alimentation CA




### <Panneau arrière>

1. Indicateur d'alarme
2. Poignée
3. Connecteur d'alimentation CA
4. Borne équipotentielle
5. Couvercle de la batterie
6. Haut-parleur
7. Port LAN (Option)




### <Composants du panneau droit>

- |                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. Connecteur SpO2  | 5. Connecteur IBP1 (option) |
| 2. Connecteur TEMP1 | 6. Connecteur IBP2 (option) |
| 3. Connecteur TEMP2 | 7. Connecteur NIBP          |
| 4. Connecteur ECG   | 8. Connecteur EtCO2         |



## Emplacements des électrodes de l'ECG

1. Sélectionner les électrodes à utiliser. Utiliser un seul type d'électrode sur le même patient afin d'éviter les variations de la résistance électrique.
2. Connecter la dérivation et le câble de l'ECG.
3. Brancher le câble de l'ECG sur le connecteur de l'ECG sur le panneau droit du moniteur de surveillance.
4. Fixer les dérivations sur les électrodes, puis appliquer les électrodes sur le patient.




<Schéma 3 Emplacement standard des électrodes>  
électrodes>

<5 Emplacement des  
électrodes>

## Emplacement du brassard NIBP

1. Mesurer le membre du patient et sélectionner un brassard de taille appropriée. En règle générale, la largeur du brassard doit recouvrir environ les deux tiers de la longueur du membre supérieur du patient. Suivre les consignes d'utilisation du brassard lors de son application sur le membre.
2. Vérifier que le brassard est complètement dégonflé.
3. Placer le brassard sur l'emplacement approprié du patient, Vérifier que le brassard n'est pas trop serré autour des membres. Les détails concernant les emplacements des brassards sur différents animaux sont les suivants.



\*Pour chat ou chien : le meilleur endroit pour placer un brassard lorsque le chat ou le chien est éveillé est sur le membre antérieur lorsque le chat ou le chien est couché sur le côté, bien que d'autres positions conviennent également. Si le patient est assis, le membre antérieur reste l'emplacement privilégié pour le brassard, mais le membre doit être soutenu pour que les muscles restent détendus et que le brassard reste au niveau du cœur. Si le patient est debout ou ne coopère pas, le brassard peut être placé sur sa queue. Il n'est pas nécessaire de couper la fourrure, sauf si elle est très emmêlée.

\*Pour des patients vétérinaires de plus grande taille : il est préférable qu'un animal de grande taille, tel qu'un cheval ou une vache, soit dans une étable, immobile. La mesure de l'artère coccygienne sur la surface ventrale peut être utilisée en plaçant le brassard autour de la base de la queue.

## Emplacement du capteur de SpO2


1. Appliquer le capteur avec soin sur le patient, comme indiqué dans les instructions d'utilisation du capteur. Observer tous les avertissements et mises en garde dans les instructions d'utilisation.
2. Connecter le capteur au câble.
3. Brancher le câble d'extension sur le connecteur SpO2 du panneau droit du moniteur de surveillance.



## Emplacement du capteur de capnographie (Optionnel)

1. Fonctionnement en flux principal


Le dispositif de capnographie externe inclut un petit capteur léger qui mesure continuellement les niveaux de dioxyde de carbone minimum et télo-expiratoire dans les voies respiratoires du patient. La tête du capteur contient un petit transducteur à infrarouge qui mesure avec précision le CO<sub>2</sub> dans les voies respiratoires. Le capteur est connecté aux voies respiratoires à l'aide d'un adaptateur pour voies respiratoires jetable ou réutilisable.



- |   |                                 |   |  |
|---|---------------------------------|---|--|
| 1 | Pièce en Y                      | 4 | Coude                                    |
| 2 | Adaptateur pour voies aériennes | 5 | Capteur de CO <sub>2</sub> non aspiratif |
| 3 | Connecteur du patient           |   |  |

2. Fonctionnement en flux latéral

La ligne d'échantillonnage du flux latéral est constituée d'une cellule d'échantillonnage à une extrémité qui se connecte au réceptacle du capteur de flux latéral du moniteur. L'autre extrémité de la ligne d'échantillonnage est connectée au patient soit au moyen d'une canule ou d'un adaptateur pour voies aériennes.



- |   |                        |   |                                      |
|---|------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | Canule                 | 3 | T de prélèvement                     |
| 2 | Cellule de prélèvement | 4 | Capteur de CO <sub>2</sub> aspiratif |

## Emplacement de la sonde de température (sonde de température : optionnelle)

Le moniteur est conçu pour accepter des signaux des sondes de température pour la peau, le rectum, etc.

1. Insérer une sonde de température du corps dans le connecteur de température situé sur le panneau droit du moniteur de surveillance
2. Appliquer la sonde de température sur le patient