

Produktkatalog

2026

Exklusiv erhältlich über Ihren
WDT-Marktplatz.

Marktplatz 
WDT.de





Unsere Produkte – Qualität, Vertrauen und Mehrwert für Ihre Praxis

Unsere Covetrus Produkte bieten Tierkliniken, Tierarztpraxen sowie Tierhalterinnen und Tierhalter ein breit gefächertes Sortiment für eine optimale tiermedizinische Versorgung. Dabei überzeugen sie durch verlässliche Qualität, ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und spürbaren Mehrwert in der täglichen Anwendung.

Essentials – Für den täglichen Einsatz entwickelt

Unser Essentials Sortiment wurde entwickelt, um sowohl veterinärmedizinische Teams im täglichen Praxisalltag als auch Tierhalterinnen und Tierhalter zuverlässig zu unterstützen. Ziel ist es, eine vielseitige Produktpalette bereitzustellen, auf die Sie sich jederzeit verlassen können. Damit Sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich zählt: die Gesundheit, das Wohlbefinden und die bestmögliche Pflege der Tiere.

Pro Pet Solutions – Von Tierärzten empfohlen, von Tierhaltern geschätzt

Ergänzend zu unserem Essentials Sortiment bietet die Pro Pet Solutions Linie hochwertige und zugleich erschwingliche Pflegeprodukte für Tierhalterinnen und Tierhalter. Entwickelt nach veterinärmedizinischen Empfehlungen, sind sie optimal auf die individuellen Bedürfnisse von Tieren abgestimmt.

Lassen Sie sich von der Vielfalt und den Möglichkeiten unseres Sortiments inspirieren und begleiten Sie uns dabei, wie wir die Produktpalette in weiteren Kategorien kontinuierlich ausbauen.

Die in diesem Katalog vorgestellten Produkte sind ausschließlich für den tierärztlichen Kontext bestimmt und nicht für die Anwendung am Menschen geeignet.

Covetrus Essentials		2
1	Spritzen und Kanülen	6
	Spritzen	6
	Spritzen-Kanülen-Kombinationen	7
	Injektionsnadeln	8
	Sonstiges	9
2	Infusion und Transfusion	10
	Venenverweilkanülen	10
	Infusionssets und -zubehör	11
	Venenpunktionskanülen	11
	Sonstiges	11
3	Chirurgie und Anästhesie	12
	Textile OP-Abdecktücher	12
	OP-Sets	13
4	Reinigung und Desinfektion	14
	Händehygiene	14
	Flächendesinfektion	15
	Instrumentenaufbereitung	16
	Ergänzende Produkte	16
	Hygienepapier	17
5	Schutzausrüstung	18
	Bekleidung	18
	Schuhüberzug	18
	Untersuchungshandschuhe aus Latex	19
	Untersuchungshandschuhe aus Nitril	19
	Untersuchungshandschuhe aus Vinyl	20
	Veterinär-Untersuchungshandschuhe	20
	OP-Handschuhe	20
6	Wundverschluss	21
	Nahtmaterial – im Überblick	21
	Nadel-Faden Kombinationen	22
	Flachspulen	24
	Wundnadeln	25
	Hautklammergeräte	25
7	Wundpflege, Hautpflege & Verbände	26
	Kohäsive Binden	26
	Orthopädischer Cast	27
	Bandagenabdeckung	27
	Pflaster und Klebebinden	27
	Polsterwatte	28
	Sonstige Bandagen	28
	Kompressen	29
	Tupfer	29
	Mull und Wattebäusche	29
	Wundversorgung	30
	Hautpflege	29
	Sonstiges	31
8	Pharmazeutika und Chemikalien	31
	Pharmazeutika	31
	Chemikalien – Wasser	31
9	Urologie	32
	Harnkatheter	32
	Harnprobengewinnung	32
	Probengefäße	32
10	Diagnostik	33
	Harnanalyse	33
	Kotdiagnostik	33
	Dermatophytendiagnostik	33
	Stethoskope	34
	Diagnostikleuchten	34
	Schnelltests	35
	Thermometer	36
	Biopsiestanzen	36

	Einmalküretten	36
	Sonstiges	36
11	Laborzubehör	37
	Objektträger und Deckgläser	37
	Pipetten	37
	Wattestäbchen	37
12	Kleintierpraxis	38
	Kennzeichnung	38
	Protektoren	38
	Maulkörbe	39
	Krallenscheren	39
	Katzenstreu	40
13	Großtierpraxis	41
	Fremdkörpermagnete	41
	Ultraschallgele	41
	Zitzeninstrumente	41
14	Geräte	42
	Patientenüberwachung	42
	Sonstiges	43
	Blutzuckermessung	44
	Refraktometer	44
	Vet Piezo Scaler	45
	LED-Polymerisationslicht	46
	Mikroskope	46
	Schermaschinen	46
15	Instrumente	47
	Nadelhalter	47
	Premiumsortiment mit TC-Einlagen	47
	Skalpellsgriffe & -klingen	47
	Scheren	49
	Klemmen	51
	Tuchklemmen	55
	Retraktoren	56
	Sonstige Instrumente/Zubehör	57
	Instrumente für die Großtierpraxis	57
	Wartung	57
16	Dental	58
	Dentalinstrumente	58
	Parodontologie	58

Covetrus Pro Pet Solutions 59

1	Ergänzungsfuttermittel	60
	Unterstützung der Gelenke	60
	Unterstützung für Haut und Fell	61
	Unterstützung des Immunsystems	61
	Unterstützung der Leber	62
	Unterstützung bei Stress	62
	Mittel gegen Haarballen	63
	Unterstützung des Verdauungssystems	63
	Unterstützung des Flüssigkeitshaushalts	64
	Unterstützung der Magenschleimhaut	64
	Unterstützung des Stoffwechsels	65
2	Pflegeprodukte	65



Essentials Bestseller

Schutzausrüstung

Nitril-Untersuchungshandschuhe

- Puderfrei für einen optimalen Barrierschutz
- Fingerstrukturierte Oberfläche
- Verschiedene Farben und Typen erhältlich
- Beidhändig



SEITE
19

Injektion

Einwegspritzen

- Sie sind aus hochwertigem Kunststoff hergestellt und haben ausgezeichnete Toleranzen für die optimale Extrusion von Flüssigkeiten



SEITE
6

Geräte

Schermaschine für Haustiere

- Kompakte Bauweise
- Geräuscharm
- Abgerundete Klingenzähne
- Abnehmbare Keramikklänge
- Starke Schneidleistung
- Wasserdicht und über USB wiederaufladbar



SEITE
46



Pro Pet Solution - Bestseller

Eine Auswahl unserer besten Produkte aus einer Vielzahl von Kategorien für den Klinikbedarf und die Anwendung zuhause.

Mittel gegen Haarballen

CatLax Haarballenentferner

- CatLax enthält Inhaltsstoffe, die den Verdauungstrakt sanft schmieren, um die Bildung von Haarballen zu verhindern
- Die Paste wirkt wie ein Gleitmittel, das die verschluckten Haare umhüllt und es dem Haarballen ermöglicht, den Verdauungstrakt hinunter zu wandern
- Es hat eine milde abführende Wirkung, die in verhärteten Stuhl eindringt, so dass er ausgeschieden werden kann



SEITE
64

Pflegeprodukte

Augentropfen

- Gegen trockene Augen, Rötung und Reizung
- Konservierungsmittelfreie Augentropfen
- Beruhigt und erfrischt
- 100% natürlich: mit Kamille, Euphrasia und Hamamelis



SEITE
66

Lysin-Gel: Unterstützung des Immunsystems

Ergänzungsfuttermittel für Katzen - Lysin-Gel zur Unterstützung des Immunsystems

Immune Support Lysine Gel hilft, das Immunsystem von Katzen in Zeiten von Stress zu stärken.

- Es enthält L-Lysin, eine essentielle Aminosäure, die Katzen nicht selbst herstellen können, und wird besonders für Katzen mit Herpesvirusinfektionen empfohlen
- Das Lysin-Gel ist schmackhaft, ohne bitteren Geschmack, laktose- und glutenfrei, hypoallergen und aus biologisch angebauten Zutaten hergestellt



SEITE
61

Spritzen und Kanülen

Spritzen

Covetrus-Spritzen werden aus hochwertigem Kunststoff hergestellt und haben ausgezeichnete Toleranzen für die Extrusion von Flüssigkeiten. Die Skala auf der Spritze macht eine optimale Dosierung möglich.



Einmalspritzen, 2-teilig

Die 2 ml hat eine Skala bis zu 3 ml, die 5 ml bis zu 6 ml, die 10 ml bis zu 12 ml, die 20 ml bis zu 24 ml.

- Luer-Anschluss
- Einzeln steril verpackt

Artikel	Beschreibung	Menge
1 2802508	Einwegspritze 2-teilig 1 ml, Luer zentrisch	100 Stück
2 2802509	Einwegspritze 2-teilig 2 ml, Luer zentrisch	100 Stück
3 2802510	Einwegspritze 2-teilig 5 ml, Luer exzentrisch	100 Stück
4 2802511	Einwegspritze 2-teilig 10 ml, Luer exzentrisch	100 Stück
5 2802512	Einwegspritze 2-teilig 20 ml, Luer exzentrisch	50 Stück



Einmalspritzen, 3-teilig

• Luer-Anschluss
• Erhältlich in mittlerer oder seitlicher (exzentrischer) Position des Konus
• Einzeln steril verpackt

Artikel	Beschreibung	Menge
1 2802548	Einwegspritze 3-teilig 1 ml, Luer zentrisch mit Totraum	100 Stück
2 2802518	Einwegspritze 3-teilig 1 ml, Luer zentrisch	100 Stück
3 2802513	Einwegspritze 3-teilig 3 ml, Luer zentrisch	100 Stück
4 2802514	Einwegspritze 3-teilig 5 ml, Luer zentrisch	100 Stück



Einmalspritzen, 3-teilig

• Luer-Anschluss
• Erhältlich in mittlerer oder seitlicher (exzentrischer) Position des Konus
• Einzeln steril verpackt

Artikel	Beschreibung	Menge
1 2802519	Einwegspritze 3-teilig 5 ml, Luer exzentrisch	100 Stück
2 2802515	Einwegspritze 3-teilig 10 ml, Luer exzentrisch	100 Stück
3 2802516	Einwegspritze 3-teilig 20 ml, Luer exzentrisch	50 Stück
4 2802521	Einwegspritze 3-teilig 30 ml, Luer exzentrisch	50 Stück
5 2802517	Einwegspritze 3-teilig 50 ml, Luer exzentrisch	50 Stück



Einmalspritzen, 3-teilig

- Luer-Lock-Anschluss
- Mittlere Position des Konus
- Einzeln steril verpackt

Artikel	Beschreibung	Menge
1 2802522	Einwegspritze 3-teilig 3 ml, Luer-Lock zentrisch	100 Stück
2 2802523	Einwegspritze 3-teilig 5 ml, Luer-Lock zentrisch	100 Stück
3 2802524	Einwegspritze 3-teilig 10 ml, Luer-Lock zentrisch	100 Stück



Insulinspritze

3-teilige Insulinspritzen mit integrierter Nadel. Hergestellt aus hochwertigem Kunststoff und mit ausgezeichneten Toleranzen für die optimale Extrusion von Flüssigkeiten. Steril, zum Einmalgebrauch.

Artikel	Beschreibung	Menge
1 2802549	Insulinspritze Einweg U100 30G x 1/2", (0,3 x 12 mm) 1 ml	100 Stück
2 2802550	Insulinspritze Einweg U40 30G x 1/2", (0,3 x 12 mm) 1 ml	100 Stück

Spritzen-Kanülen-Kombinationen

- 3-teilige Einwegspritzen mit befestigten Kanülen.
- Zentrischer Luer-Konus
 - Präziser Facettenschliff
 - Halbtransparenter Kunststoff-Nadelansatz für die bequeme Beobachtung des Blutrückflusses
 - ISO-Farbcodierung zur schnellen Identifizierung des Nadeldurchmessers
 - Gut lesbare und wischfeste, verlängerte Skala
 - Einzeln steril verpackt in Papier-Folie-Peel-Packung



Extra scharfe Kanüle mit Facettenschliff



Artikel	Beschreibung	Spritze	Abmessungen (G x Zoll)	Abmessungen (mm)	Farbe	Menge
2801951	Einwegspritze/Nadel	2-3 ml	23G x 1"	0,6 x 25	Blau	100 Stück
2801950	Einwegspritze/Nadel	2-3 ml	21G x 5/8"	0,8 x 16	Grün	100 Stück

Spritzenstopfen

- Spritzenstopfen aus medizinischem Silikon.
- für Spritzen mit Luer-Aufsatz
 - Einweg, unsteril

Artikel	Menge
2802562	100 Stück



Injektionsnadeln

Injektionsnadeln für den einmaligen Gebrauch. Die Injektionsnadeln zeichnen sich aus durch optimierte Silikonisierung des Nadelrohrs, hohe Auszugskräfte der Kanülen-Naben-Verbindung, modernste Anti-Korrosions-Behandlung des Nadelrohrs, Präzisionslanzettenspitze nach ISO 9626 mit exakt glattem Schrägschliff und gleichbleibend geringer Eindringkraft der Nadel in die Haut.

- Eine Reihe von Größen, die speziell für den Tierarztberuf entwickelt wurden
- Silikonisierte Nadelhülsen für verbesserte Gleitfähigkeit
- Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl
- Fein gestaltete, facettenförmige Nadelspitze mit den Merkmalen Schärfe, sanfter Einstich, geringere Beschädigung des Gewebes, geringeres Schmerzempfinden für den Patienten
- Halbtransparenter Kunststoff-Nadelansatz zur bequemen Beobachtung des Blutrückflusses mit ISO-Farbcodierung zur schnellen Identifizierung des Nadeldurchmessers
- Sterilisiert durch Ethylenoxid



Kanülen mit kurzer Spitze haben einen größeren Winkel im Vergleich zu denen mit langer Spitze. Dadurch wird die Injektion von Flüssigkeiten mit hoher Viskosität erleichtert.

lange Spitze

kurze Spitze



Artikel	Beschreibung	Abmessungen (G x Zoll)	Abmessungen (mm)	Farbe	Menge
2802547	Injektionsnadel Langer Schliff Luer Lock	30G x 1/2"	0,30 x 12	Gelb	100 Stück
2802546	Injektionsnadel Langer Schliff Luer Lock	27G x 3/4"	0,40 x 20	Grau	100 Stück
2802545	Injektionsnadel Langer Schliff Luer Lock	26G x 1/2"	0,45 x 12	Braun	100 Stück
2802544	Injektionsnadel Langer Schliff Luer Lock	26G x 1"	0,45 x 25	Braun	100 Stück
2802543	Injektionsnadel Langer Schliff Luer Lock	25G x 5/8"	0,50 x 16	Orange	100 Stück
2802542	Injektionsnadel Langer Schliff Luer Lock	24G x 1"	0,55 x 25	Violett	100 Stück
2802541	Injektionsnadel Langer Schliff Luer Lock	23G x 1"	0,60 x 25	Blau	100 Stück
2802540	Injektionsnadel Langer Schliff Luer Lock	23G x 1 1/4"	0,60 x 30	Blau	100 Stück
2802539	Injektionsnadel Langer Schliff Luer Lock	23G x 5/8"	0,60 x 16	Blau	100 Stück
2802538	Injektionsnadel Langer Schliff Luer Lock	23G x 3/4"	0,60 x 20	Blau	100 Stück
2802536	Injektionsnadel Langer Schliff Luer Lock	22G x 3/4"	0,70 x 20	Schwarz	100 Stück
2802537	Injektionsnadel Langer Schliff Luer Lock	22G x 1 1/4"	0,70 x 30	Schwarz	100 Stück
2802533	Injektionsnadel Langer Schliff Luer Lock	21G x 5/8"	0,80 x 16	Grün	100 Stück
2802535	Injektionsnadel Langer Schliff Luer Lock	21G x 1"	0,80 x 25	Grün	100 Stück
2802534	Injektionsnadel Langer Schliff Luer Lock	21G x 1 1/2"	0,80 x 40	Grün	100 Stück
2802532	Injektionsnadel Langer Schliff Luer Lock	20G x 1"	0,90 x 25	Gelb	100 Stück
2802531	Injektionsnadel Langer Schliff Luer Lock	20G x 1 1/2"	0,90 x 40	Gelb	100 Stück
2802530	Injektionsnadel Langer Schliff Luer Lock	19G x 1"	1,10 x 25	Beige	100 Stück
2802528	Injektionsnadel Langer Schliff Luer Lock	18G x 1"	1,20 x 25	Rosa	100 Stück
2802529	Injektionsnadel Langer Schliff Luer Lock	18G x 1 1/2"	1,20 x 40	Rosa	100 Stück
2802527	Injektionsnadel Kurzer Schliff Luer Lock	18G x 1 1/2"	1,20 x 40	Rosa	100 Stück
2802525	Injektionsnadel Kurzer Schliff Luer Lock	16G x 1"	1,60 x 25	Weiß	100 Stück
2802526	Injektionsnadel Kurzer Schliff Luer Lock	16G x 1 1/2"	1,60 x 40	Weiß	100 Stück

Sonstiges

Entnahmekanüle

Entnahmekanüle mit Schnappverschluss zur Entnahme von Flüssigkeiten aus Ampullen oder halbstarren Behältern.

- Schlanker, kurzer Spike für müheloses Durchstechen
- Einhändiges Öffnen und Schließen durch zentral zum Dorn angeordneten Griff
- Integrierter, dicht schließender Schnappverschluss mit Farbcodierung
- PVC-frei, DEHP-frei, Luer-Lock



Artikel	Beschreibung	Menge
2800933	Entnahmekanüle Spike Plus Grün	100 Stück

Entsorgungsboxen

Einwegbehälter für die sichere Entsorgung von klinischen Abfällen. Kann für die endgültige Entsorgung dauerhaft verschlossen werden.

- Markierung für maximalen Füllstand
- Autoklavierbar
- Der Deckel kann entweder vorübergehend oder dauerhaft verschlossen werden
- Hergestellt aus umweltfreundlichem PP-Material
- Im Deckel integrierter Entferner für Injektionsnadeln

	Artikel	Volumen
1	2800203	0,25 L
2	2800204	0,5 L
3	2800205	1 L
4	2800206	1,5 L
5	2800207	2 L
6	2800208	2,2 L
7	2800209	3 L
8	2800210	3,5 L
9	2800211	4 L
10	2800212	6 L
11	2800213	10 L



covetrus

Care Without Compromise

Products vets trust, value they count on

Infusion und Transfusion

Venenverweilkanülen

Venenverweilkatheter mit Ventil und Flügeln

- Atraumatisch konisch zulaufende Spitze
- Transparente Rücklaufkammer ermöglicht eine einfache Ansicht des rücklaufenden Blutes
- Latex- und pyrogenfrei, steril, zur Einmalverwendung



Artikel	Farbe	Abmessungen (G x Zoll)	Abmessungen (mm)	Menge
2800707	■	26G x 3/4"	0,64 x 19 mm	50 Stück
2800706	■	24G x 3/4"	0,7 x 19 mm	50 Stück
2800705	■	22G x 1"	0,9 x 25 mm	50 Stück
2800704	■	20G x 1 1/4"	1,0 x 32 mm	50 Stück

Venenverweilkatheter ohne Ventil und ohne Flügel

- Atraumatisch konisch zulaufende Spitze
- Transparente Rücklaufkammer ermöglicht eine einfache Ansicht des rücklaufenden Blutes
- Latex- und pyrogenfrei, steril, zur Einmalverwendung



Artikel	Farbe	Abmessungen (G x Zoll)	Abmessungen (mm)	Menge
2800714	■	24G x 3/4"	0,75 x 19 mm	50 Stück
2800713	■	22G x 1"	0,90 x 25 mm	50 Stück
2800712	■	20G x 1 1/4"	1,00 x 32 mm	50 Stück

Mandrin

Mandrins für Katheter mit und ohne Zuspritzventil.

- Mandrins werden empfohlen, um die Bildung von Gerinnseln in der Kanüle zu verhindern
- Apyrogen
- Enthalten kein PVC, Phthalate und Latex
- Zur Einmalverwendung



Artikel	Farbe	Passend für	Abmessungen	Menge
2800723	■	Katheter mit Ventil	24G	50 Stück
2800724	■	Katheter mit Ventil	22G	50 Stück
2800725	■	Katheter mit Ventil	20G	50 Stück

Venenverweilkatheter mit Flügeln und ohne Ventil

- Atraumatisch konisch zulaufende Spitze
- Transparente Rücklaufkammer ermöglicht eine einfache Ansicht des rücklaufenden Blutes
- Latex- und pyrogenfrei, steril, zur Einmalverwendung



Artikel	Farbe	Abmessungen (G x Zoll)	Abmessungen (mm)	Menge
2800721	■	24G x 3/4"	0,75 x 19 mm	50 Stück
2800720	■	22G x 1"	0,9 x 25 mm	50 Stück
2800719	■	20G x 1 1/4"	1,0 x 32 mm	50 Stück
2800718	■	18G x 1 3/4"	1,3 x 45 mm	50 Stück
2800717	■	18G 1 1/4"	1,3 x 32 mm	50 Stück
2800716	■	16G x 1 3/4"	1,75 x 45 mm	50 Stück
2800715	■	14G x 1 3/4"	2,0 x 45 mm	50 Stück

Venenverweilkatheter für Großtiere ohne Ventil und ohne Flügel

- Atraumatisch konisch zulaufende Spitze
- Transparente Rücklaufkammer ermöglicht eine einfache Ansicht des rücklaufenden Blutes
- Latex- und pyrogenfrei, steril, zur Einmalverwendung



Artikel	Farbe	Abmessungen (G x Zoll)	Abmessungen (mm)	Menge
2800722	■	14G x 2 3/4"	2,00 x 70 mm	30 Stück



Artikel	Farbe	Passend für	Abmessungen	Menge
2800726	■	Katheter ohne Ventil	24G	50 Stück
2800727	■	Katheter ohne Ventil	22G	50 Stück
2800728	■	Katheter ohne Ventil	20G	50 Stück

Infusionssets und -zubehör

Infusionsbesteck

- Für Schwerkraft-Infusionen
- Mit ISO-Dorn und Injektionsport
- Frei von Pyrogen und DEHP
- Mit bakteriendichtem Luftfilter
- Einzeln steril verpackt
- 1 ml = 20 Tropfen



Artikel	Länge	Bezeichnung	Filter	Tropfen	Menge
2801867	180 cm	Ohne Injektionsport	15 µm	20 ml	30 Stück
2801868	150 cm	Injektionsport	ohne	20 ml	30 Stück
2801869	150 cm	Injektionsport	ohne	20 ml	30 Stück
2801870	200 cm	Y-Injektionsstück	15 µm	20 ml	30 Stück
2801871	200 cm	Y-Injektionsstück	ohne	20 ml	30 Stück

Venenpunktionskanülen

Geflügeltes Perfusions-Set („Butterfly“).

- Optimale Stichkraft
- Luer-Lock-Anschluss
- Latex- und pyrogenfrei
- Steril einzeln verpackt
- Zur Einmalverwendung
- Stichlänge: 20 mm



Artikel	Farbe	Abmessungen (G x inch)	Abmessungen (mm)
2800693	■	27G x 3/4"	0,4 x 20 mm
2800694	■	25G x 3/4"	0,5 x 20 mm
2800695	■	23G x 3/4"	0,6 x 20 mm
2800696	■	22G x 3/4"	0,7 x 20 mm
2800697	■	21G x 3/4"	0,8 x 20 mm
2800698	■	19G x 3/4"	1,1 x 20 mm
2800699	■	18G x 3/4"	1,2 x 20 mm

3-Wege-Absperrhahn

3-Wege-Hahn für mehrere Infusionen.

- 360° drehbarer Luer-Lock-Stecker und zwei Luer-Anschlüsse
- Pfeilanzeige am Griff zur Angabe der Durchflussrichtung
- Absolut flüssigkeitsdicht durch 6%-ige Konizität
- Für Druck bis 4,5 bar (65 psi)



Artikel	Farbe	Menge
2801829	■	50 Stück
2801830	■	50 Stück

Verschlussstopfen

Kombi-Verschluss-Stopfen für Luer- und Luer-Lock-Verbindungen.

- Für Venenverweilkanülen und Infusionssets



Artikel	Farbe	Menge
2800937	■	300 Stück

Heidelberger Verlängerung

- Für den Anschluss und zur Verlängerung der Infusions- und Transfusionssysteme
- DEHP-frei • Luer-Lock-Ansatz



Artikel	Abmessungen	Menge
2801872	30 cm	100 Stück
2801873	75 cm	100 Stück
2801874	100 cm	50 Stück
2801875	140 cm	50 Stück

Sonstiges

Venenstauer für Kleintiere

Venenstauer mit patentiertem Verschlussmechanismus.

- Einhändige Bedienung
- Keine Metallteile
- Hautfreundlich, waschbar und latexfrei



Artikel	Farbe	Menge
2801011	■	1 Stück




Chirurgie und Anästhesie

Textile OP-Abdecktücher

- Wiederverwendbar: wasch- und autoklavierbar
- 100% Baumwolle

Chirurgisches Abdecktuch ohne Operationsfenster, unsteril



Artikel	Abmessungen	Menge
2800675	36 x 60 cm	1 Stück
2800676	50 x 50 cm	1 Stück
2800677	70 x 70 cm	1 Stück
2800678	90 x 90 cm	1 Stück
2800679	100 x 100 cm	1 Stück
2800680	100 x 150 cm	1 Stück
2800681	200 x 250 cm	1 Stück

Chirurgisches Abdecktuch mit Schlitz, unsteril



Artikel	Abmessungen	Menge
2800684	40 x 60 cm, Schlitz	1 Stück
2800685	50 x 50 cm, Schlitz	1 Stück
2800686	70 x 70 cm, Schlitz	1 Stück
2800687	90 x 90 cm, Schlitz	1 Stück
2800688	100 x 100 cm, Schlitz	1 Stück
2800689	100 x 150 cm, Schlitz	1 Stück
2800690	200 x 250 cm, Schlitz	1 Stück

Chirurgisches Abdecktuch mit Operationsfenster, unsteril



Artikel	Abmessungen	Menge
2800682	Ø 7 cm, 50 x 50 cm	1 Stück
2800683	Ø 7,5 cm, 100 x 100 cm	1 Stück

Einlagige OP-Abdecktücher

Einlagiges OP-Abdecktuch

- Aus weichem Polyethylen
- Steril, einzeln verpackt
- Undurchlässig für Feuchtigkeit und Mikroorganismen
- Reißfest und strapazierfähig



Artikel	Abmessungen	Menge
2800794	30 x 45 cm	25 Stück
2800795	45 x 60 cm	25 Stück
2800796	60 x 90 cm	25 Stück
2800797	90 x 120 cm	25 Stück
2800798	120 x 120 cm	25 Stück
2800799	120 x 180 cm	25 Stück
2800800	120 x 250 cm	25 Stück

OP-Sets

OP-Set für Kleintiere

Das sterile Tierarzt-Operationsset kann für Eingriffe an Kleintieren verwendet werden. Die Abdecktücher bestehen aus weichem, zweilagigem Material: Polyethylenfolie mit einer saugfähigen Vliesoberfläche.

- Das Set enthält:
- 1 x Mayo-Abdeckung 80 x 145 cm
 - 4 x OP-Abdeckung 75 x 75 cm mit Klebestreifen
 - 20 x Kompresse
 - 1 x OP-Abdeckung 200 x 240 cm
 - 1 x Tischabdeckung 150 x 190 cm
 - 1 x Wickeltuch 80 x 80 cm



Artikel	Menge
2800103	1 Stück

Sterilisation

Indikatorband

- Für Dampf- und chemische Dampfsterilisation
- Indikatorstreifen, die während der Sterilisation die Farbe wechseln
- Kunststoffsicht nach außen gerollt
- Dadurch bestes Ergebnis der Versiegelung der Sterilisationsbeutel
- Größen und Normen außen auf dem Band sofort sichtbar



Artikel	Abmessungen	Menge
2800887	12 mm x 50 m	1 Stück
2800888	19 mm x 50 m	1 Stück
2800889	25 mm x 50 m	1 Stück

Endotrachealtubus

Artikel	I.D.	CH	Länge	Menge
2800752	2 mm	10	14,5 cm	10 Stück
2800753	2,5 mm	12	15 cm	10 Stück
2800754	3 mm	14	16,5 cm	10 Stück
2800755	3,5 mm	16	18,5 cm	10 Stück
2800756	4 mm	18	21 cm	10 Stück
2800757	4,5 mm	18	22,5 cm	10 Stück
2800758	5 mm	20	24,5 cm	10 Stück
2800759	5,5 mm	22	27,5 cm	10 Stück
2800760	6 mm	24	28,5 cm	10 Stück
2800761	6,5 mm	26	29,5 cm	10 Stück
2800762	7 mm	28	31 cm	10 Stück
2800763	7,5 mm	30	31,5 cm	10 Stück
2800764	8 mm	32	33 cm	10 Stück
2800765	8,5 mm	34	33 cm	10 Stück
2800766	9 mm	36	33 cm	10 Stück
2800767	9,5 mm	38	33 cm	10 Stück
2800768	10 mm	40	33 cm	10 Stück
2800769	10,5 mm	42	33 cm	10 Stück
2800770	11 mm	44	33 cm	10 Stück

Kolik OP-Set

Speziell entwickeltes Set für die Kolik-Operation beim Pferd.

Das Abdecktuch bedeckt den Pferdekörper sowie die Hinterbeine. Es gibt zusätzlich zwei spezielle Beutel, um die Innereien zu halten. Die sterilen Abdeckungen sind aus weichem, zweischichtigem Material: Polyethylenfolie mit saugfähigem Spinnvlies.

- Das Set enthält:
- 2 x Stockinetten 75 x 120 cm
 - 1 x Fenestriertes Abdecktuch 260 x 370 cm
 - 1 x Tischabdeckung 150 x 200 cm



Artikel	Menge
2800080	1 Stück

Anästhesie

Narkosegasfilter für Veterinärnarkosegeräte

Adsorbiert bis zu 300 g Anästhesiemittel.



Artikel	Menge	Menge
2802505	1200 g	1 Stück

Tubus zur orotrachealen Intubation.

- Einzeln steril verpackt
- Eingezogene atraumatische Spitze
- Niederdruckcuff
- Schwarzer Markierungsring
- Röntgenlinie
- Blauer Kontrollballon
- Ventil für Luer- und Luer-Lock-Ansatz
- Trachealtubus inkl. Konnektor





Reinigung und Desinfektion

Händehygiene

Hautlotion

- Sorgt schon bei geringer Menge für eine lang anhaltende, spürbare Wirkung
- Bietet eine auffüllende und feuchtigkeitsspendende Wirkung



pH wert 6,5

Artikel	Beschreibung	Menge
2802352	Tube	100 ml

Handwaschseife

- Verhindert das Austrocknen der Hände, auch bei häufigem Waschen
- Reinigt und pflegt



pH wert 6,5

Artikel	Beschreibung	Menge
2802353	Flasche	1 L
2802354	Kanister	5 L

Haut- und Händedesinfektion

- Ausgezeichnete Hautverträglichkeit, dermatologisch mit "sehr gut" getestet
- Kurze Einwirkzeit mit breitem Artikel Wirkungsspektrum auf Polyalkoholbasis
- Breitspektrum-Wirkung: bakterizid, levurozid, tuberkulozid und begrenzt viruzid



pH wert 5,5

Artikel	Beschreibung	Menge
2802355	Flasche	150 ml
2802356	Flasche	1 L

Handdesinfektionsgel

- "3-in-1"-Formulierung: tropffreies Gel, verflüssigt sich bei Kontakt und lässt sich leicht verteilen und hinterlässt eine nachhaltige Hautpflege
- Dermatologisch getestet mit der Note "sehr gut"
- Extrem kurze Expositionszeit mit Breitspektrum-Wirkung (bakterizid, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid)



pH wert 5,5

Artikel	Beschreibung	Menge
2802357	Spender	250 ml
2802358	Flasche	1 L

Flächendesinfektion

Wischtücher zur Flächendesinfektion

- Ausgezeichnete Materialverträglichkeit
- Hochwirksame Schnelldesinfektion mit deutlich reduziertem Alkoholgehalt
- 13 x 20 cm PP/VIS-Mischgewebetücher (120 Stück), ideal für kleine und schwer zugängliche Flächen
- Breitspektrum-Wirkung: bakterizid, levurozid, tuberkulozid und begrenzt viruzid PLUS



Artikel	Beschreibung	Menge
2802359	Nachfüllpackung	120 Stück
2802360	Container	120 Stück

Trockene Tücher zur Flächendesinfektion

- Hochwertiges, dickes, fusselfreies Vliesmaterial mit hervorragender Flüssigkeitsaufnahme und -abgabe
- Sparsam im Gebrauch und angenehm weich im Griff
- Größe: 28 x 30 cm, 90 Tücher, hergestellt aus 100% PET



Artikel	Beschreibung	Menge
2802361	Rolle	90 Stück
2802478	Spender	1 Stück

Schnelldesinfektion

- Gebrauchsfertiges Schnelldesinfektionsmittel für kleine Flächen mit hervorragender Materialverträglichkeit (z.B. Tabletten, Acrylglas, empfindliches Kunstleder)
- Stark reduzierter Alkoholgehalt unter Beibehaltung höchster Wirksamkeit
- Breitspektrum-Wirkung: bakterizid, levurozid, tuberkulozid und begrenzt viruzid PLUS



Artikel	Beschreibung	Menge
2802362	Flasche	1 L
2802363	Kanister	5 L

Flächendesinfektion FV

- Gebrauchsfertige, alkoholfreie Lösung mit innovativer Formulierung
- Schnell wirkend und viruzid
- Auch als Einweichflüssigkeit für Feuchttücher geeignet
- Breitspektrum-Wirkung: bakterizid, levurozid, tuberkulozid und viruzid



Artikel	Beschreibung	Menge
2802364	Flasche	1 L
2802365	Kanister	5 L

Alkoholfreie Flächendesinfektion

- Gebrauchsfertige wässrige Lösung zum Desinfizieren
- Hervorragende Materialverträglichkeit - auch bei alkoholempfindlichen Oberflächen und Materialien
- Breitspektrum-Wirkung: bakterizid, levurozid, tuberkulozid und begrenzt viruzid



Artikel	Beschreibung	Menge
2802366	Flasche	1 L
2802367	Kanister	5 L

Alkoholfreie Flächendesinfektion, Konzentrat

- Aldehydfreies Konzentrat zur Flächendesinfektion und Reinigung
- Hervorragende Reinigungsleistung ohne zusätzliche Additive
- Hinterlässt keine klebrigen Rückstände
- Breitspektrum-Wirkung: bakterizid, levurozid, tuberkulozid und begrenzt viruzid PLUS



Artikel	Beschreibung	Menge
2802368	Kanister	5 L

Instrumentenaufbereitung

Enzymatischer Instrumentenreiniger, Konzentrat

- Schaumarmer enzymatischer Reiniger für medizinische Instrumente, Endoskope und Laborgeräte
- 4-Enzym-Formel: Protease, Amylase, Lipase, Cellulase
- für Ultraschallbad geeignet



Artikel	Beschreibung	Menge
2802369	Flasche	1 L

Instrumentendesinfektion, Konzentrat FV

- Flüssigkonzentrat für die manuelle Desinfektion von medizinischen und chirurgischen Instrumenten nach dem Tauchbadverfahren
- Frei von Persäuren, nicht korrosiv und dennoch hochwirksam, gewährleistet eine ausgezeichnete Materialverträglichkeit
- Breites Wirkungsspektrum: bakterizid, tuberkulozid, fungizid, viruzid



Artikel	Beschreibung	Menge
2802370	Flasche	2 L

Ergänzende Produkte und sonstiges Zubehör

Müllbeutel, klar

Müllbeutel aus High-Density Polyethylen (HDPE).

- Integrierter Verschluss
- Stärke: 16 µm



Artikel	Abmessungen	Menge
2800452	30 L, 60 x 55 cm	20 x 20 Stück

Müllbeutel, schwarz

Müllbeutel aus High-Density Polyethylen (HDPE).

- Integrierter Verschluss
- Stärke: 30,5 µm



Artikel	Abmessungen	Menge
2800453	30 L, 60 x 55 cm	20 x 20 Stück
2800454	50 L, 75 x 50 cm	20 x 20 Stück
2800455	120 L, 90 x 65 cm	20 x 20 Stück

Raumgeruchsentferner

Das Duftspray erzeugt einen angenehmen, frischen Raumduft und überdeckt unangenehme Gerüche.



Artikel	Menge
2801838	200 ml

Fusselroller

- Das Fusselroller-Set besteht aus einem Griff und 2 Rollen
- Die Nachfüllpackung enthält 4 Rollen
- Dank Schutzhülle lange wiederverwendbar
- Jede Rolle besteht aus 60 Einzelblättern



Artikel	Beschreibung
2800738	Set
2800739	Nachfüllpackung

Hygienepapier

Papierhandtuchrolle Midi

Kernlose Handtuchrolle mit Mitteneinzug.


Artikel	Beschreibung	Menge
2800430	2-lagig, 20 cm x 160 m	6 Stück
2800432	1-lagig, 20 cm x 280 m	6 Stück



Papierrollenspender Midi


Artikel	Beschreibung
2800422	Midi, weiß

Papierhandtücher mit C-Falzung



Artikel	Beschreibung	Menge
2800424	2-lagig, 25 x 41 cm, Recyclingpapier	20 x 96 Stück
2800426	1-lagig, 25 x 31 cm	16 x 152 Stück

Papierhandtücher mit Z-Falzung



Artikel	Beschreibung	Menge
2800427	1-lagig, 25 x 23 cm, Recyclingpapier	20 x 250 Stück
2800428	2-lagig, 21 x 24 cm	20 x 160 Stück
2800429	3-lagig, 32 x 22 cm	20 x 125 Stück

Handtuchspender für Tücher mit C-Falzung

Artikel	Beschreibung
2800421	C-Falzung, schmal

Handtuchspender für Tücher mit Z-Falzung

Artikel	Beschreibung
2800420	Z-Falzung, breit

Toilettenpapier



Artikel	Abmessungen	Menge
2800434	2-lagig, 10 cm x 24 m, 200 Blatt	48 Rollen
2800435	3-lagig, 10 cm x 31 m, 250 Blatt	56 Rollen

Kosmetiktücher, ultrasoft

- Aus veredeltem Zellstoff
- Ohne Farb- und Zusatzstoffe



Artikel	Abmessungen	Menge
2800830	2-lagig, 21 x 20,5 cm	100 Stück

Ärzterollen

Perforiertes Einwegpapier für den Untersuchungstisch. Weiße Farbe, 2 x 18 g/m².



Artikel	Abmessungen	Menge
2800419	39 cm x 50 m	2 Rollen



Schutzausrüstung

Bekleidung

Einmalkittel

- Einzeln verpackt, unsteril
- 100% Polyethylen

Artikel	Größe	Menge
2800920	140 cm	1 Stück
2800921	156 cm	1 Stück



Einweg-Overall mit Kapuze

- Einzeln verpackt, unsteril
- 100% Polyethylen

Artikel	Gewicht	Größe	Menge
2801483	45g/m²	L	1 Stück
2801484	45g/m²	XL	1 Stück
2801485	45g/m²	XXL	1 Stück



OP-Mantel - PE

- Einzeln verpackt, steril
- Klebeverschluss an Ärmeln und Rücken
- Einheitsgröße 130 cm lang
- 100% Polyethylen, wasserabweisend



Artikel	Größe	Menge
2800801	130 cm	25 Stück

OP-Mantel - Textil

- Einzeln verpackt, steril
- 100% Polypropylen-Vlies, wasserabweisend



Artikel	Gewicht	Größe	Menge
2800081	43g/m²	125 x 150 cm	1 Stück
2800082	43g/m²	135 x 155 cm	1 Stück
2800083	43g/m²	145 x 164 cm	1 Stück
2800084	43g/m²	155 x 164 cm	1 Stück

Artikel	Gewicht	Größe	Menge
2802454	45g/m²	120 x 140 cm	1 Stück
2802455	45g/m²	130 x 150 cm	1 Stück
2802456	45g/m²	130 x 160 cm	1 Stück
2802457	45g/m²	144 x 170 cm	1 Stück

Schuhüberzug

Schuhüberzieher, Vliesstoff



Artikel	Beschreibung	Menge
2802013	PP, Rutschfest, Einheitsgröße	50 Paare

Einmal-Überziehtiefel

- Sehr robust und rutschfest.
- Keine Schweißnähte unter dem Fuß, angenehme Passform.
- 100% Polyethylen



Artikel	Menge
2802916	25 Paare

Untersuchungshandschuhe aus Latex

Latexhandschuhe, puderfrei

- Gewicht (Gramm/Stück): 5,6–6,2 (Größe M: 5,8)
- Proteingehalt (µg/g) ≤ 50
- Dicke Einzelwand ≥ 0,08 mm

Artikel	Farbe	Größe	Menge
2802325	○	XS	100 Stück
2802326	○	S	100 Stück
2802327	○	M	100 Stück
2802328	○	L	100 Stück
2802329	○	XL	100 Stück



Untersuchungshandschuhe aus Nitril

Nitrilhandschuhe, puderfrei

- Gewicht (Gramm/Stück):
 - Alle Farben: 3,1–3,8
 - Farbe Schwarz: 3,5–4,3
- Proteingehalt (µg/g) ≤ 50
- Dicke Einzelwand ≥ 0,05 mm



Artikel	Farbe	Größe	Menge
2800119	○	XS	100 Stück
2800120	○	S	100 Stück
2800121	○	M	100 Stück
2800122	○	L	100 Stück
2800123	○	XL	100 Stück

Artikel	Farbe	Größe	Menge
2802335	●	XS	100 Stück
2802336	●	S	100 Stück
2802337	●	M	100 Stück
2802338	●	L	100 Stück
2802339	●	XL	100 Stück

Artikel	Farbe	Größe	Menge
2800740	●	XS	200 Stück
2800741	●	S	200 Stück
2800742	●	M	200 Stück
2800743	●	L	200 Stück
2800744	●	XL	200 Stück

Nitrilhandschuhe, puderfrei mit Aloe Vera

- Gewicht (Gramm/Stück): 3,1 – 3,8 (Größe M: 3,5)
- Proteingehalt (µg/g) ≤ 50
- Dicke Einzelwand ≥ 0,05 mm

Artikel	Farbe	Größe	Menge
2800129	●	XS	100 Stück
2800130	●	S	100 Stück
2800131	●	M	100 Stück
2800132	●	L	100 Stück



Extra starke Nitrilhandschuhe, puderfrei

- Gewicht (Gramm/Stück): Größe M: 4,8
- Proteingehalt (µg/g) ≤ 50
- Dicke Einzelwand ≥ 0,05 mm

Artikel	Farbe	Größe	Menge
2800159	●	XS	100 Stück
2800160	●	S	100 Stück
2800161	●	M	100 Stück
2800162	●	L	100 Stück
2800163	●	XL	100 Stück



Farbleitsystem
für präzise Größenwahl

Farbe					
Größe	XS	S	M	L	XL

Untersuchungshandschuhe aus Vinyl

Vinylhandschuhe, puderfrei

- Gewicht (Gramm/Stk): Größe M: 5,0



Artikel	Größe	Menge
2800150	S	100 Stück
2800151	M	100 Stück
2800152	L	100 Stück
2800153	XL	100 Stück

Handschuhspenderbox

Transparenter Handschuhspender aus Acryl mit Aussparung am Produktboden zur leichteren Entnahme der Handschuhboxen. Mit vorgebohrten Löchern für die Wandmontage (Schrauben sind nicht enthalten).



Artikel	Größe
2800873	Doppelt
2800874	Einzel
2800875	Dreifach

Veterinär-Untersuchungshandschuhe

Veterinärhandschuhe, supersensitiv

- Mit Fixierband:
- Elastisches Zugband zur Fixierung über dem Ellenbogen
 - Länge 87cm, Gewicht 10g/Stk., Dicke 0,028mm

- Mit Schulterschutz:
- Schulterschleife hält den Handschuh an seinem Platz und bietet zusätzlichen Schutz
 - Länge 128 cm, Gewicht 16g/Stk., Dicke 0,03mm



Artikel	Beschreibung	Größe	Menge
2800917	Mit Fixierband	L	100 Stück
2800918	Mit Fixierband	S	100 Stück
2800919	Mit Schulterschutz	Einheitsgröße	100 Stück

Veterinärhandschuhe, soft

- aus weichem Spezialkunststoff
- Länge 115 cm, Gewicht 10,7g/Stk., Dicke 0,025 mm



Artikel	Farbe	Größe	Menge
2802035	●	Mit Schulterschutz	50 Stück

Veterinärhandschuhe, sensitive

- aus weichem Spezialkunststoff
- Länge 92 cm, Gewicht 9g/Stk., Dicke 0,03 mm



Artikel	Farbe	Größe	Menge
2801890	●	Damen	100 Stück

OP-Handschuhe

OP-Handschuhe, Latex, puderfrei

- Sterile puderfreie chirurgische Handschuhe.
- Paarweise steril verpackt
 - Mikrotexturierte Oberfläche für ideales Tastempfinden auch bei nassen Bedingungen
 - Sehr guter Barrierschutz

Artikel	Größe	Menge
2800902	6	50 Paare
2800903	6,5	50 Paare
2800904	7	50 Paare
2800905	7,5	50 Paare
2800906	8	50 Paare
2800907	8,5	50 Paare



Wundverschluss


Nahtmaterial – im Überblick

Resorbierbares Nahtmaterial


Produkt-name	Nahtmaterial	Typ	Faden-eigenschaft	Farbe	Beschichtet	Geflochten	Zugfestigkeit	Resorptions-zeit
PGA	Polyglykolsäure	Synthetisch resorbierbar	Multifilament	Violett	x	x	75% @ 14 Tage 40% bei 21 Tagen	60-90 Tage
PGA plus	Polyglykolsäure antibakteriell	Synthetisch resorbierbar	Multifilament	Violett	x	x	75% @ 14 Tage 40% bei 21 Tagen	60-90 Tage
PGP	Poly (glycolidco-caprolacton) (PGCL)	Synthetisch resorbierbar	Monofilament	Violett			65% @ 7 Tage 40% bei 14 Tagen	90-110 Tage
PDO	Polydioxanon	Synthetisch resorbierbar	Monofilament	Violett			75% @ 14 Tage 65% @ 28 Tage 50% bei 42 Tagen	180-220 Tage



Multifilament, geflochten





Monofilament




Nadel-Faden Kombinationen


Resorbierbares Nahtmaterial

PGA								
Material	Farbe(n)	(BSR) Profil	Resorptionszeit					
PGA	Geflochten	Violett	75% @ 14 Tage 40% bei 21 Tagen	60-90 Tage				
Artikel	Form der Nadel	Nadelcode	Nadel-länge mm	EP (metrisch)	USP	Länge in cm	Farbe der Naht	Inhalt pro SKU
2802826		3/8RC19	19	2	3-0	75	Violett	12
2802827		3/8RC24	24	3	2-0	75	Violett	12
2802828		3/8RC26	26	2	3-0	70	Violett	12
2802829		3/8RC30	30	3	2-0	75	Violett	12
2802830		3/8RC30	30	3,5	0	75	Violett	12
2802831		3/8RC36	36	4	1	75	Violett	12
2802816		1/2RC26	26	2	3-0	75	Violett	12
2802817		1/2RC26	26	3	2-0	75	Violett	12
2802818		1/2RC30	30	3	2-0	75	Violett	12
2802819		1/2RC30	30	4	1	75	Violett	12
2802820		1/2RC36	36	3	2-0	90	Violett	12
2802821		1/2RC36	36	3,5	0	90	Violett	12
2802822		1/2RC37	37	4	1	90	Violett	12
2802823		1/2RC40	40	4	1	90	Violett	12
2802824		1/2RC40	40	5	2	90	Violett	12
2802825		1/2RC48	48	5	2	90	Violett	12
2802832		1/2TP18	18	2	3-0	70	Violett	12
2802833		1/2TP22	22	3	2-0	75	Violett	12
2802834		1/2TP26	26	2	3-0	75	Violett	12
2802835		1/2TP26	26	3	2-0	75	Violett	12
2802836		1/2TP30	30	3	2-0	75	Violett	12
2802837		3/8TP24	24	2	3-0	75	Violett	12
2802838		3/8TP26	26	3,5	0	75	Violett	12
2802839		3/8TP32	32	3	2-0	75	Violett	12
2802840		3/8TP36	36	4	1	75	Violett	12





PGA plus

Material	Farbe(n)	(BSR) Profil	Resorptionszeit					
PGA plus	Geflochten	Violett	75% @ 14 Tage 40% bei 21 Tagen	60-90 Tage				
Artikel	Form der Nadel	Nadelcode	Nadel-länge mm	EP (metrisch)	USP	Länge in cm	Farbe der Naht	Inhalt pro SKU
2802857		3/8RC19	19	1,5	4-0	70	Violett	12
2802858		3/8RC19	19	2	3-0	45	Violett	12
2802859		3/8RC24	24	2	3-0	70	Violett	12
2802860		3/8RC24	24	3	2-0	70	Violett	12
2802861		3/8RC30	30	3	2-0	70	Violett	12
2802862		3/8RC30	30	3,5	0	70	Violett	12
2802856		1/2RC36	36	4	1	70	Violett	12
2802863		1/2TP17	17	1,5	4-0	70	Violett	12
2802864		1/2TP22	22	1,5	4-0	70	Violett	12
2802865		1/2TP22	22	2	3-0	70	Violett	12
2802866		1/2TP22	22	3	2-0	70	Violett	12




PDO

Material	Farbe(n)	(BSR) Profil	Resorptionszeit					
PDO	Monofilament	Violett	75% @ 14 Tage 65% @ 28 Tage 50% bei 42 Tagen	180-220 Tage				
Artikel	Form der Nadel	Nadelcode	Nadel-länge mm	EP (metrisch)	USP	Länge in cm	Farbe der Naht	Inhalt pro SKU
2802896		3/8RC12	12	1	5-0	75	Violett	12
2802897		3/8RC19	19	1,5	4-0	75	Violett	12
2802898		3/8RC24	24	2	3-0	75	Violett	12
2802899		3/8RC24	24	3	2-0	75	Violett	12
2802900		3/8RC24	24	3,5	0	75	Violett	12
2802901		1/2TP22	22	1,5	4-0	75	Violett	12
2802902		1/2TP26	26	2	3-0	75	Violett	12
2802903		1/2TP30	30	3	2-0	75	Violett	12
2802904		1/2TP36	36	3,5	0	75	Violett	12
2802905		1/2TP48	48	4	1	75	Violett	12



PGP

	Material	Farbe(n)	(BSR) Profil	Resorptionszeit
PGP (PGCL)	Monofilament	Violett	65% @ 7 Tage 40% bei 14 Tagen	90-110 Tage




Artikel	Form der Nadel	Nadelcode	Nadel-länge mm	EP (metrisch)	USP	Länge in cm	Farbe der Naht	Inhalt pro SKU
2802873		3/8RC19	19	1	5-0	70	Violett	12
2802874		3/8RC19	19	1,5	4-0	70	Violett	12
2802875		3/8RC19	19	2	3-0	70	Violett	12
2802876		3/8RC24	24	2	3-0	70	Violett	12
2802877		3/8RC24	24	3	2-0	70	Violett	12
2802878		3/8RC26	26	2	3-0	70	Violett	12
2802879		3/8RC30	30	3	2-0	70	Violett	12
2802880		1/2TP17	17	1,5	4-0	70	Violett	12
2802881		1/2TP22	22	1,5	4-0	70	Violett	12
2802882		1/2TP22	22	2	3-0	70	Violett	12
2802883		1/2TP26	26	3	2-0	70	Violett	12

Flachspulen

Resorbierbares Nahtmaterial

PGA

	Material	Farbe(n)	(BSR) Profil	Resorptionszeit
PGA	Geflochten	Violett	75% @ 14 Tage 40% bei 21 Tagen	60-90 Tage




Artikel	USP	EP (metrisch)	Länge in m	Farbe
2802779	4-0	1,5	25	Violett
2802780	3-0	2	25	Violett
2802781	2-0	3	25	Violett
2802783	1	4	25	Violett



PDO

	Material	Farbe(n)	(BSR) Profil	Resorptionszeit
PDO	Monofilament	Violett	75% @ 14 Tage 65% @ 28 Tage 50% bei 42 Tagen	180-220 Tage




Artikel	USP	EP (metrisch)	Länge in m	Farbe
2802776	1	4	25	Violett



Wundnadeln

Covetrus Nadeln werden aus speziell gehärtetem, hartfaserigem Edelstahl hergestellt, um eine hervorragende Schärfe, hohe Dehnbarkeit und außergewöhnliche Biegefestigkeit zu gewährleisten. Präzisionsschliff und Formstabilität garantieren eine optimale Positionierung im Nadelhalter und tragen zu einem hohen Maß an Sicherheit und Leistung in der klinischen Anwendung bei.



Federöhr

- Spezialgehärteter Stahl
- Optimale Haltung im Nadelhalter

Artikel	Form der Nadel	Nadel Code	Länge mm	Menge
2801440		3/8RC16	16	12 Stück
2801441		3/8RC20	20	12 Stück
2801442		3/8RC30	30	12 Stück
2801443		3/8RC40	40	12 Stück
2801444		3/8RC45	45	12 Stück
2801445		3/8RC70	70	12 Stück
2801446		3/8RC90	90	12 Stück



Hautklammergeräte

Einweg-Hautklammergerät

Artikel	Beschreibung	Größe
2802447	35 Klammern	5,9 mm x 3,9 mm



Wundpflege, Hautpflege & Verbände

Kohäsive Binden

Kohäsive Binden

Selbstklebend, sehr flexibel und atmungsaktiv. Keine Schere erforderlich.

- Luftdurchlässig und atmungsaktiv
- Leicht reißbar trotz hoher Elastizität



Artikel	Farbe	Abmessungen	Menge
2800055	●	5 x 4,5 m	36 Rollen
2800056	●	5 x 4,5 m	36 Rollen
2800057	●	5 x 4,5 m	36 Rollen
2800058	●	5 x 4,5 m	36 Rollen
2800059	●	5 x 4,5 m	36 Rollen
2800060	○	5 x 4,5 m	36 Rollen
2800061	●	5 x 4,5 m	36 Rollen
2800063	●	7,5 x 4,5 m	24 Rollen
2800064	●	7,5 x 4,5 m	24 Rollen
2800065	●	7,5 x 4,5 m	24 Rollen
2800066	●	7,5 x 4,5 m	24 Rollen
2800067	●	7,5 x 4,5 m	24 Rollen
2800068	○	7,5 x 4,5 m	24 Rollen
2800069	●	7,5 x 4,5 m	24 Rollen
2800071	●	10 x 4,5 m	18 Rollen
2800072	●	10 x 4,5 m	18 Rollen
2800073	●	10 x 4,5 m	18 Rollen
2800074	●	10 x 4,5 m	18 Rollen
2800075	●	10 x 4,5 m	18 Rollen
2800076	○	10 x 4,5 m	18 Rollen
2800077	●	10 x 4,5 m	18 Rollen

Kohäsive Binden, Set mit Pftendruck

Selbstklebend, sehr flexibel und atmungsaktiv. keine Schere erforderlich.

Artikel	Abmessungen	Menge
2800062	5 x 4,5 m	36 Rollen
2800070	7,5 x 4,5 m	24 Rollen
2800078	10 x 4,5 m	18 Rollen
2802430	15 x 4,5 m	12 Rollen

VetFlex Kohäsive Binden

Hochqualitative kohäsive Binden mit sehr guter Haftkraft.

- Ultra leicht, sehr elastisch und atmungsaktiv
- Leicht reißbar
- Enorm stabil



Artikel	Farbe	Abmessungen	Menge
2800185	●	5 x 4,5 m	36 Rollen
2800186	●	5 x 4,5 m	36 Rollen
2800187	●	5 x 4,5 m	36 Rollen
2800188	●	5 x 4,5 m	36 Rollen
2800189	●	5 x 4,5 m	36 Rollen
2800191	●	7,5 x 4,5 m	24 Rollen
2800192	●	7,5 x 4,5 m	24 Rollen
2800193	●	7,5 x 4,5 m	24 Rollen
2800195	●	7,5 x 4,5 m	24 Rollen
2800197	●	10 x 4,5 m	18 Rollen
2800198	●	10 x 4,5 m	18 Rollen
2800199	●	10 x 4,5 m	18 Rollen
2800200	●	10 x 4,5 m	18 Rollen
2800201	●	10 x 4,5 m	18 Rollen



Orthopädischer Cast

Cast-Binden

Kunststoff-Gipsverband zur Versorgung geschlossener Frakturen und Ruhigstellung von Gelenken nach Reposition von Luxationen und Distorsionen.

- Hohe Stabilität und Bruchsicherheit
- Geringes Eigengewicht
- Wirtschaftlich durch geringen Materialverbrauch
- Schnell und einfach anwendbar
- Ausgehärtet nach 3–4 Minuten
- Voll belastbar nach etwa 20 Minuten
- Verwendbar mit Gipsschuhen, Splints und anderem Stützmaterial



Artikel	Farbe	Breite	Länge	Menge
2800582	○	2,5 cm	1,8 m	1 Rolle
2800583	○	5 cm	3,6 m	1 Rolle
2800584	○	7,5 cm	3,6 m	1 Rolle
2800585	○	10 cm	3,6 m	1 Rolle
2800586	●	2,5 cm	1,8 m	1 Rolle
2800587	●	5 cm	3,6 m	1 Rolle
2800588	●	7,5 cm	3,6 m	1 Rolle
2800589	●	10 cm	3,6 m	1 Rolle
2800590	●	5 cm	3,6 m	1 Rolle
2800591	●	7,5 cm	3,6 m	1 Rolle
2800592	●	10 cm	3,6 m	1 Rolle

Pflaster und Klebebinden

Heftpflaster

- Hervorragende Klebeeigenschaften durch Zinkoxid-Kautschuk Beschichtung
- Leicht zu reißen
- Unelastisch, sehr zugfest
- Zur Fixierung jeglicher Art von Verbänden, Kanülen etc.
- Leicht zu reißen – längs und quer – durch gezahnten Rand



Artikel	Farbe	Abmessungen	Menge
2800842	●	5 m x 1,25 cm	18 Rollen
2800843	●	5 m x 2,50 cm	12 Rollen
2800844	●	5 m x 5 cm	6 Rollen

Gewebeklebeband

Faserband mit hoher Klebkraft. Wasserfeste und leicht reißbare Ausführungen.

Artikel	Farbe	Abmessungen	Menge
2800176	● Schwarz	50 m x 5,0 cm	1 Rolle
2800177	○ Weiß	50 m x 1,9 cm	1 Rolle
2800178	○ Weiß	50 m x 2,5 cm	1 Rolle
2800180	○ Weiß	50 m x 5,0 cm	1 Rolle



Bandagenabdeckung

Schlauchverband

Elastischer Schlauchverband auf der Rolle. Ideal als Hautschutz/Untergipsschutz, bei Haft- und Entlastungsverbänden oder Kompressionsverbänden.

- Nahtlos, atmungsaktiv und dampfdurchlässig
- 67% Baumwolle, 33% Kunstseide



Artikel	Größe	Breite	Länge	Menge
2800834	0	1,5 cm	20 m	1 Rolle
2800835	1	2,5 cm	20 m	1 Rolle
2800836	2	6 cm	20 m	1 Rolle
2800837	3	8 cm	20 m	1 Rolle
2800838	4	10 cm	20 m	1 Rolle
2800839	5	12 cm	20 m	1 Rolle
2800840	6	16 cm	20 m	1 Rolle
2800841	7	21 cm	20 m	1 Rolle

Polsterwatte

VET-Polsterwattebinde

Ungebleichte Polyesterbinde zum Abpolstern und Ausstopfen. Diese VET-Binde ist dicker und etwas steifer als die normale 'Synthetische Polsterbinde' 2800857-2800859.

- Hautfreundlich und anpassungsfähig
- Faltenfreier Sitz, luftdurchlässig



Artikel	Abmessungen	Menge
2800513	3 m x 6 cm	50 Stück
2800514	3 m x 10 cm	50 Stück
2800515	3 m x 15 cm	50 Stück
2800516	3 m x 25 cm	25 Stück

Synthetische Polsterung aus Vliesstoff

- Ohne chemische Bindemittel
- Ideal für die Polsterung starrer und halbstarrer Verbände
- Hautfreundlich und luftdurchlässig
- Faltenfreier Sitz aufgrund der weichen Oberflächenstruktur
- 100% Polyester-Filamente



Artikel	Abmessungen	Menge
2800857	3 m x 10 cm	72 Stück
2800858	3 m x 15 cm	36 Stück
2800859	3 m x 6 cm	108 Stück

Verbandwatte

Verbandwatte aus 100% Baumwolle.

- Vielfältig anwendbar
- Hautfreundlich und luftdurchlässig



Artikel	Abmessungen	Gewicht	Menge
2801955	20 cm x 7 m	675 g/m ²	1000 gr
2801956	20 cm x 3,5 m	500 g/m ²	500 gr

Verbandwatte ZickZack

Verbandwatte aus 100% Baumwolle.



Artikel	Menge
2800555	100 g
2800556	250 g
2800557	500 g

Watterolle - Premium

Hochsaugfähige, sehr weiche Watterolle aus 100% Baumwolle.

- pH-ausgeglichen
- Ohne schädliche Chemikalien
- Absorptionsfähigkeit gemäß jeder Norm
- Gleichmäßige Schichten und sauber geschnittene Kanten



Artikel	Gewicht	Menge
2802022	380 g/m ²	500 g

Sonstige Bandagen

Euterbandage

Eine saugfähige und kohäsive Bandage, die nur an sich selbst haftet - nicht an Haut, Haaren oder Wunden.

- Wasserbeständig
- Latexfrei, weich und völlig flexibel
- Verträgt sich mit Salben und Cremes



Artikel	Abmessungen	Menge
2802449	6 cm x 5 m	1 Rolle

Pflasterbinden, längselastisch

Adhäsive, schlingkantige, längselastische Pflasterbinde.

- 100% Baumwolle
- Mit Kautschuk-Beschichtung



Artikel	Abmessungen	Menge
2800051	4,5 m x 2,5 cm (1")	12 Stück
2800052	4,5 m x 5,0 cm (2")	6 Stück
2800053	4,5 m x 7,5 cm (3")	4 Stück
2800054	4,5 m x 10 cm (4")	6 Stück

Elastische Mullbinde

Elastische Mull Fixierbinde mit gewebten Kanten.

- 45% Baumwolle, 55% Polyamid
- Einzeln verpackt



Artikel	Abmessungen	Menge
2800517	4 cm x 4 m	20 Stück
2800518	6 cm x 4 m	20 Stück
2800519	8 cm x 4 m	20 Stück
2800520	10 cm x 4 m	20 Stück
2800521	12 cm x 4 m	20 Stück

Kompressen

Multikompressen

Unsterile, sehr saugfähige Mullkompressen aus 100% Baumwolle mit eingeschlagenen Rändern.



Artikel	Abmessungen	Typ	Menge
2800217	5 x 5 cm	12-lagig	100 Stück
2800218	5 x 5 cm	8-lagig	100 Stück
2800219	7,5 x 7,5 cm	12-lagig	100 Stück
2800220	7,5 x 7,5 cm	8-lagig	100 Stück
2800221	10 x 10 cm	12-lagig	100 Stück
2800222	10 x 10 cm	8-lagig	100 Stück

Vliesstoff

Vlieskompressen

Unsterile Komresse aus Synthetik-Polyester-Gewebe.



Artikel	Abmessungen	Typ	Menge
2800214	5 x 5 cm	4-lagig	200 Stück
2802957	7,5 x 7,5 cm	4-lagig	200 Stück
2800216	10 x 10 cm	4-lagig	200 Stück

Sterile Mullkompressen

Sterile, sehr saugfähige Mullkompressen aus 100% Baumwolle mit eingeschlagenen Rändern.



Artikel	Abmessungen	Typ	Menge
2802965	5 x 5 cm	12-lagig	50 x 2 Stück
2800224	7,5 x 7,5 cm	12-lagig	40 x 2 Stück
2800225	7,5 x 7,5 cm	12-lagig	25 x 2 Stück

Sterile Mullkompressen mit Röntgenkontrastfaden

Sterile, sehr saugfähige Mullkompressen aus 100% Baumwolle mit eingewebtem Röntgenkontraststreifen und eingeschlagenen Rändern.



Artikel	Abmessungen	Typ	Menge
2800226	5 x 5 cm	12-lagig	10 x 10 Stück
2802969	7,5 x 7,5 cm	12-lagig	10 x 10 Stück
2800228	10 x 10 cm	12-lagig	10 x 10 Stück

Tupfer

Mullkugeln

Unsterile Schlinggazetupfer aus 100% Baumwolle.

Artikel	Abmessungen	Größe	Menge
2800507	6 x 9 mm	Haselnussgroß	500 Stück
2800508	15 x 15 mm	Walnussgroß	500 Stück
2800509	20 x 20 mm	Pflaumengroß	500 Stück
2800510	25 x 25 mm	Eigroß	500 Stück
2800511	30 x 30 mm	L	500 Stück
2800512	30 x 40 mm	XL	500 Stück



Wattetupfer

Unsterile Wattetupfer aus 100% Baumwolle.



Artikel	Menge
2800558	250 Stück

Zellstofftupfer

Gebrauchsfertige Tupfer in weicher und saugfähiger Qualität. Dampfsterilisierbar.



Artikel	Größe	Menge
2800169	4 x 5 cm	2 x 500 Stück

Zellstoff-Wischtücher

Ungebleichter, enorm saugfähiger Zellstoff in Lagen.



Artikel	Größe	Menge
2800170	20 x 30 cm	3 x 5 kg
2800171	40 x 60 cm	3 x 5 kg

Silber-Aluminium-Spray

Schützt besprühte Verbände gegen schädliche Umwelteinflüsse.

- Bildet elastischen, lückenlosen und luftdurchlässigen Metallfilm
- Desinfizierend und feuchtigkeitsabweisend



Artikel	Größe
2801499	200 ml

Sonstiges

Bitterpaste/Bitterspray

Ideal zum Schutz vor Lecken/Beißen an Oberflächen und Verbänden.

- Extrem bitterer Geschmack für Tiere durch natürliches Pfefferextrakt (Capsaicin)



Artikel	Beschreibung	Größe
2801502	Paste	250 ml
2801490	Spray	100 ml

Wundversorgung

Manuka Honig Wundsalbe

Manuka Honig hilft ein feuchtes Wundmilieu aufrechtzuerhalten und fördert so die Wundheilung. Umfangreiche Forschungen haben ergeben, dass Manuka Honig synergistische Faktoren enthält, die ein ausgeglichenes Wundmilieu aufrechterhalten.

Die Wundsalbe kann verwendet werden für:

- Traumatische Wunden
- Chirurgische Wunden
- Geschwürige Wunden
- Infizierte Wunden
- Verbrennungen 1. und 2. Grades
- Riss- und Schürfwunden
- Schwer heilende Wunden

Artikel	Menge
2800417	15 g
2800418	42,5 g



Alle Vorteile auf einen Blick:

- Besteht aus 100% Leptospermum scoparium Honig aus Neuseeland
- Sorgt für ein feuchtes Heilungsmilieu zur Förderung der Wundheilung
- Niedriger pH-Wert verhindert die Vermehrung von Bakterien an der Wundstelle
- Fördert das autolytische Debridement von nekrotischem Gewebe
- Verringert Wundgeruch
- Kann direkt auf das Wundbett oder den Primärverband aufgetragen werden

Hautpflege

Blauspray

Antibiotikafreies Blauspray für Haut und Klaue. Es bietet Schutz und Pflege für stark beanspruchte und empfindliche Hautpartien.



Artikel	Größe
2801498	200 ml

Zinkoxid-Salbenspray

Salbenspray, das die natürliche Hautregeneration bei Tieren unterstützt.

- Pflegt und schützt vor Umwelteinflüssen
- Verhindert die Austrocknung



Artikel	Größe
2801501	200 ml

Puderspray

Mikrofeines Puderspray zum Schutz und zur Pflege empfindlicher Hautpartien bei Tieren.

- Unterstützt die natürlichen Funktionen von Haut und Fell
- Lindert juckende und nässende Hautirritationen



Artikel	Größe
2801500	200 ml



Pharmazeutika und Chemikalien

Pharmazeutika

Isothesia

Inhalationsanästhetikum zur Anwendung in der Tiermedizin mit dem Wirkstoff Isofluran (1000 mg/g). Isofluran wird immer in Verbindung mit Luft und/oder reinem Sauerstoff verabreicht. Isothesia ist bei Raumtemperatur flüssig.

- Zur Verwendung bei Hunden, Katzen, Frettchen, Pferden, Reptilien, Ziervögeln und kleinen Säugetieren
- Kompatibel mit allen isofluranspezifischen Zerstäubern



Artikel	Beschreibung	Menge
2800026	Isothesia - Inhalationsdampf, flüssig	250 ml

Chemikalien - Wasser

Destilliertes und entmineralisiertes Wasser

Demineralisiert und im Labor auf Qualität geprüft. Für den Laborgebrauch geeignet



Artikel	Größe
2801366	4 x 5 L

Urologie

Harnkatheter

Katzen-Katheter

Hergestellt aus Polypropylen, flexibel und mit abgerundetem Ende. Ideal für die Entnahme von Urinproben, die Entlastung von Urinstauungen und die Blasenspülung.

- Luer-Anschluss
- Atraumatische Seitenlöcher (geschlossenes Ende)



Artikel	Beschreibung	Menge
2800035	ohne Stylet 3FG (1,00 x 130 mm)	12 Stück
2800036	ohne Stylet 4FG (1,33 x 130 mm)	12 Stück
2800037	mit Mandrin 3FG (1,00 x 130 mm)	12 Stück
2800038	mit Stylet 4FG (1,33 x 130 mm)	12 Stück

Harnprobengewinnung Hunde

Uricollect Hunde

Urinsammelvorrichtung zur einfachen und sauberen Aufnahme von Urinproben.

- Steril verpacktes System mit Auffangwanne, Sammelröhrchen, aufschraubbarer Verschlusskappe und Beschriftungsetikett



Artikel	Beschreibung	Menge
2800802	Urinsammelvorrichtung Hund	50 Stück

Katzenstreu Hydrosand

Hydrophober Streusand zum Auffangen von Katzenurin. Seine Struktur ähnelt Bentonitstreu.



Artikel	Beschreibung	Menge
2800890	Hydrosand ohne Schale	3 Sets

Harnkatheter für Hunde

Hergestellt aus Polyethylen, flexibel und mit abgerundeter Spitze. Ideal für die Entnahme von Urinproben, die Entlastung von Urinstauungen und die Blasenspülung.

- Luer-Lock-Buchse
- Atraumatische Seitenlöcher (geschlossenes Ende)



Artikel	Beschreibung	Menge
2800039	10FG (3,33 x 500 mm)	12 Stück
2800040	4FG (1,33 x 500 mm)	12 Stück
2800041	6FG (2,00 x 500 mm)	12 Stück
2800042	8FG (2,66 x 500 mm)	12 Stück

Harnprobengewinnung Katzen

Perlenstreu für Urinproben

Urigrit ist ein speziell entwickelter Polypropylen-Sand zum Auffangen von Katzenurin. Hat keine Wechselwirkung mit dem Urin.



Artikel	Beschreibung	Menge
2800001	UriGrit Harnprobengewinnung Katze	10 Stück

Probengefäße

Urinbecher mit Schraubverschluss

Transparenter Probenbecher mit 20 ml Skalenmarkierung. Passende grüne Schraubkappe (Art. 2800895) separat erhältlich.



Artikel	Beschreibung	Größe	Menge
2800893	Urinbecher Schraubtyp - ohne Deckel	100 ml	25 Stück
2800895	Urindeckel Grün für Becher Schraubtyp	100 ml	250 Stück

Diagnostik

Harnanalyse

Urin-Teststreifen

Reagenzien-Teststreifen für den schnellen Nachweis von verschiedenen Indikationen im Urin von Kleintieren. Eintauch- und Ablesetechnik.

- Artikel 2800567 kann auch mit dem One Step Plus Urinanalysegerät verwendet werden

Artikel	Beschreibung	Menge
2800563	Teststreifen Glukose	100 Stück
2800565	Teststreifen 9+ Leuko	100 Stück
2800566	Teststreifen 10 Parameter	100 Stück
2800567	Teststreifen 11 Parameter	100 Stück



Kotdiagnostik

Kotprobenröhrchen

Einweg Stuhlprobenröhrchen mit integriertem Löffel.



Artikel	Beschreibung	Menge
2800892	Stuhlprobenröhrchen	100 Stück

Kotuntersuchungsbesteck

Einweg-Kotuntersuchungsbesteck zum Sammeln von Kotproben sowie zur Flotationsdiagnostik.



Artikel	Beschreibung	Menge
2800168	Fäkaldiagnostisches Flotationskit	50 Stück

Dermatophytendiagnostik

Petrischale mit DTM

Petrischalen mit Dermatophyten Test Medium (DTM) zur Pilzdiagnostik.

- Einzelne Petrischalen
- Einfache Inokulation
- Hemmt Wachstum von Bakterien und Saprophyten
- Fördert die Entwicklung von Dermatophyten
- Bei Vorhandensein von Dermatophyten färbt sich DTM von orange nach rot

Artikel	Menge
2800579	6 Stück



Fläschchen mit DTM

Wiederverschließbares Fläschchen mit Dermatophyten Test Medium (DTM) zur Pilzdiagnostik.

- Hemmt Wachstum von Bakterien und Saprophyten
- Fördert die Entwicklung von Dermatophyten
- Bei Vorhandensein von Dermatophyten färbt sich DTM von orange nach rot

Artikel	Menge
2800580	10 Stück



Petrischale mit DTM, ESA und SAB

Gekammerte Petrischalen mit Dermatophyten Test Medium (DTM), Enhanced Sporulation Agar (ESA) und Sabouraud-Agar (SAB).

- Einzelne Petrischalen
- Je Petrischale drei Kammern mit unterschiedlichem Agar
- Einfache Inokulation und Differenzierung
- DTM hemmt Wachstum von Bakterien und Saprophyten und fördert die Entwicklung von Dermatophyten
- ESA bewirkt zusätzlich eine stärkere Pigmentierung und Sporulierung zur besseren Bestimmung der Pilzisolat
- SAB ist ein transparenter, nicht-selektiver Nährboden zur Anzucht von Pilzen

Artikel	Menge
2800581	4 Stück



Stethoskope

Kardiologie-Stethoskop

Professionelles Doppelkopf-Stethoskop ideal für die kardiologische Untersuchung.

- Extra tiefer Schallbecher für exzellenten Tieftonbereich
- Ultraempfindliche Membran für bessere Schallverstärkung und schärfere Hochfrequenzübertragung
- Anti-Kältegefühl Schallbecher und Membranhalterand für hohen Patientenkomfort



Artikel	Farbe
2801024	● Schwarz

Diagnostikleuchten

Medizinische Einweg-Diagnostikleuchte für die Pupillenuntersuchung.

- Durchschnittliche Haltbarkeit: 3 Stunden

Artikel	Beschreibung	Menge
2800793	Einweg-Diagnostikleuchte	6 Stück



Schnelltests

Covetrus bietet ein komplettes Sortiment an immunochromatischen Schnelltests. Es sind Boxen mit 2 Tests und 10 Tests erhältlich.

- Benutzerfreundliche, sofortige Vor-Ort-Diagnose
- Schnelle Ergebnisse innerhalb weniger Minuten sichtbar
- Kann bei Raumtemperatur gelagert werden



Übersicht der verfügbaren Schnelltests

10 Tests		Antigen (Ag) oder Antikörper (Ab)	Arten	Muster
2800004	Schnelltest Feline Leukaemia Virus (FeLV)	Ag	Katze	Blut
2800005	Schnelltest Feline Immunodeficiency Virus (FIV)	Ab	Katze	
2800006	Schnelltest Feline Combi (FeLV + FIV)	Ag + Ab	Katze	
2800013	Schnelltest Canine Leishmania	Ab	Hund	
2802015	Schnelltest Dirofilaria Immitis	Ag	Hund	Stuhl
2802017	Schnelltest Dirofilaria Ag & Anaplasma, Ehrlichia + Leishmania Ab Combi	Ag/Ab	Katze & Hund	
2800009	Schnelltest Giardia	Ag	Katze & Hund	
2800010	Schnelltest Parvo + Corona Combi	Ag	Katze & Hund	
2800011	Schnelltest Parvo, Corona + Giardia	Ag	Katze & Hund	
2800007	Schnelltest Parvovirus (CPV + FPV)	Ag	Katze & Hund	

Übersicht über Sensitivität und Spezifität

Produkt	Artikel	Erreger 1		Krankheitserreger 2		Krankheitserreger 3		Krankheitserreger 4	
		Empfindlichkeit*	Spezifität*	Empfindlichkeit*	Spezifität*	Empfindlichkeit*	Spezifität*	Empfindlichkeit*	Spezifität*
FeLV Ag	2800004	94,59%	99,99%						
FIV Ab	2800005	91,67%	97,83%						
FeLV Ag + FIV Ab	2800006	94,59%	99,99%	91,67%	97,83%				
FCoV/CCoV Ag	2800007	99,99%	97,50%						
Giardia	2800009	96,00%	97,22%						
CPV/FPV Ag	2800010	93,33%	99,99%	99,99%	97,50%				
CPV + FCoV	2800007	93,33%	99,99%	99,99%	97,50%				
CPV + FCoV + Giardia	2800011	93,33%	99,99%	99,99%	97,50%	96,00%	97,22%		
Dirofilaria / Leishmania	2800013	95,24%	99,99%						
	2802015	94,12%	99,99%						
	2802017	94,12%	99,99%	93,62%	97,56%	92,40%	96,67%	95,24%	99,99%

* Sensitivität und Spezifität ergeben sich aus Serumtests. Serum eignet sich am besten für den Test, Vollblut ist am wenigsten genau. Wenn die Ergebnisse nicht eindeutig sind, sollte der Test mit Serum wiederholt werden.

Thermometer

Digitales Thermometer

Schnelles, wasserdichtes Thermometer mit Fieberalarm und Speicherfunktion.

- Umschaltbar zwischen °C oder °F
- Austauschbare Batterien

Artikel	Menge
2800568	1 Stück



Digitales Thermometer mit Flexi-Spitze

Dieses Thermometer wurde für den Einsatz in der Tiermedizin entwickelt und verfügt über eine flexible Spitze.

- Umschaltbar zwischen °C oder °F
- Ergebnisse in nur 10 Sekunden
- Austauschbare Batterien

Artikel	Menge
2800569	1 Stück



Thermometerhüllen

Hergestellt aus einer dünnen, schmiermittelfreien Folie.

- Messergebnis wird nicht beeinflusst
- Schutz vor Verschmutzung und Infektion


Artikel	Menge
2800832	50 Stück



Biopsiestanzen

Die Biopsiestanzen ermöglichen die Entnahme von Haut- und Gewebeproben mit höchster Präzision und minimalem Gewebstrauma.

- Einzeln verpackt, steril
- Nahtlose, scharfe Schnittkante aus rostfreiem Stahl
- Geriffelter Griff für sicheren Halt und optimale Führung



Artikel	Größe	Menge
2800971	2,0 mm	10 Stück
2800972	3,0 mm	10 Stück
2800973	4,0 mm	10 Stück
2800974	5,0 mm	10 Stück
2800975	6,0 mm	10 Stück
2800976	7,0 mm	10 Stück
2800977	8,0 mm	10 Stück

Einmalküretten

Die einseitige und extrem scharfe Schneidkante aus rostfreiem Stahl ermöglicht eine optimale Kürettage.

- Einzeln verpackt, steril und gebrauchsfertig
- Frei von Phthalaten
- Hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl und hochwertiger Kunststoffgriff
- Durchsichtige Schutzkappe mit geschlossenem Ende schützt die Klinge



Artikel	Größe	Menge
2801005	2,0 mm	10 Stück
2801006	3,0 mm	10 Stück
2801007	4,0 mm	10 Stück
2801008	5,0 mm	10 Stück
2801009	7,0 mm	10 Stück

Sonstiges

Holzmundspatel

Unsterile Holzzungenspatel aus flexiblem und bruchsaurem Birkenholz mit glatter, splitterfreier Oberfläche.

Artikel	Beschreibung	Menge
2800167	Unsteril, 15 cm	500 Stück



Laborzubehör

Objektträger und Deckgläser

Objektträger

Mit geschliffenen Kanten zur Verwendung in medizinischen Labors.

- Gewaschen und poliert
- 45°-Schliff
- Staubgeschützt verpackt
- Größe: 76 x 26 mm



Artikel	Beschreibung	Menge
2800599	Ohne Mattrand	50 Stück
2802448	Mit Mattrand	50 Stück

Deckgläser

Aus reinweißem Glas der hydrolytischen Klasse I.

- Größe: 18 x 18 mm
- Stärke: No.1 (0,13–0,16 mm)



Artikel	Menge
2800601	100 Stück

Pipetten

Pasteur-Pipetten

Unsteril, mit einer Länge von 15 cm und einem Fassungsvermögen von 3 ml.

- Unsteril



Artikel	Menge
2800002	50 Stück

Wattestäbchen

Wattestäbchen mit einseitigem Wattekopf

Wattestäbchen mit weichem und saugfähigem Wattekopf.

- Unsteril, fusselfrei
- Hochqualitative Birkenholzstäbchen



Artikel	Beschreibung	Menge
2800165	Holz S, 15 cm	100 Stück
2800166	Holz XL, 20 cm	50 Stück

Wattestäbchen mit beidseitigem Wattekopf

Wattestäbchen mit weichen und saugfähigen Wattekopf.

- Unsteril, fusselfrei
- Kunststoffstäbchen



Artikel	Beschreibung	Menge
2802048	Wattestäbchen mit beidseitigem Baumwollkopf	10 x 200 Stück

Kleintierpraxis

Kennzeichnung

Transponder

Chips zur Identifizierung von Haustieren in einer gebrauchsfertigen Spritze. Jeder Transponder ist einzeln, steril in einem Einmalinjektor verpackt.

- Nach deutscher ISO-Norm
- Gebrauchsfertiger Transponder bereits in der Nadel
- Mikrochips sind mit einer Anti-Migrations-Beschichtung versehen
- Jede Box enthält eine Auflistung der 10 Mikrochip-Nummern
- Die Chips sind in zwei Größen erhältlich

Standard (2,12 x 12 mm): Geeignet für alle Hunde, Katzen und größeren Haustiere

Klein (1,50 x 9 mm): Geeignet für kleine Hunde, Katzen und Heimtiere.



Artikel	Größe	Länderkennung	Menge
2800464	Standard (2,12 x 12 mm)	Deutschland	10 Stück
2800465	Klein (1,5 x 9 mm)	Deutschland	10 Stück

Protektoren

Halskragen

Schutzkragen (E-Collar) aus weichem und flexiblem Polypropylen. Umweltfreundlich und vollständig recycelbar.



Artikel	Größe	Menge
2801967	7,5	10 Stück
2801968	10	10 Stück
2801969	12,5	10 Stück
2801970	15	10 Stück
2801971	20	10 Stück
2801972	25	10 Stück
2801973	30	10 Stück
2801974	35	10 Stück
2801975	40	10 Stück

Pfoten-Schutzstiefel

Hundeschutzstiefel aus Neopren zur Unterstützung der Wundheilung und Vorbeugung vor Verletzungen.



Größe	Rasse
S	Yorkshire Terrier, Zwergpudel
M	Jack Russel Terrier, West Highland Terrier
L	Border Collie, Beagle, Dalmatiner
XL	Labrador, Boxer, Setter
XXL	Rottweiler, Deutsche Dogge, Deutscher Schäferhund
XXXL	Neufundländer, Bernhardiner, Leonberger

Artikel	Größe	Menge
2800821	130 x 60 mm, S	1 Paar
2800822	150 x 75 mm, M	1 Paar
2800823	177 x 85 mm, L	1 Paar
2800824	215 x 90 mm, XL	1 Paar
2800825	230 x 100 mm, XXL	1 Paar
2800826	230 x 110 mm, XXXL	1 Paar

Maulkörbe

Nylon-Maulkorb

Verstellbarer Hunde-Maulkorb aus Nylon.

- Weich und komfortabel
- Anpassbarer Nackenriemen mit Klickverschluss
- Waschbar
- Einfache und sichere Handhabung

Artikel	Größe
2802305	N.0
2802306	N.1
2802307	N.2
2802308	N.3
2802309	N.4
2802310	N.5
2802311	N.6/4 XL
2802312	N.7/5 XL
2802313	N.8 Kurz



Kunststoff-Maulkorb

Hunde-Maulkorb aus stabilem Kunststoff mit Lederriemen.

- Angenehm durch Nasenpolster
- Einfache und sichere Handhabung
- Ermöglicht ungehinderte Wasseraufnahme

Artikel	Größe	Umfang	Länge
2802615	1	20 cm	6 cm
2802616	2	22 cm	6 cm
2802617	3	24 cm	7 cm
2802618	4	26 cm	7cm
2802619	5	30 cm	10 cm
2802620	6	31 cm	8 cm
2802621	7	32 cm	10 cm
2802622	8	35 cm	10 cm
2802623	9	38 cm	11 cm
2802624	10	43 cm	14 cm

Artikel	Größe	Umfang	Länge
2800243	4	48 cm	5 cm
2800244	5	56 cm	6 cm



Krallenscheren

Krallenscheren und Krallenstanzen für unterschiedliche Tierarten mit weichem Griff aus rostfreiem Stahl.



	Artikel	Beschreibung	Größe
1	2800786	Krallenstanze für Vögel & kleine Hunde	14 cm
2	2800789	Krallenschere für Hunde	12,5 cm
3	2800790	Krallenschere für Hunde	16 cm
4	2800787	Krallenschere für Katzen	8,5 cm
5	2800788	Krallenschere für Katzen	11,5 cm

Krankenunterlagen

Sehr saugfähige Krankenunterlagen für die medizinische und tiermedizinische Verwendung.

- Wasserdichte Rückseite
- Verhindert das Durchsickern von Blut, Sekret und Harn
- Hohe Saugfähigkeit durch Superabsorber

Artikel	Größe	Menge
2802502	45 x 60cm	30 Stück
2802503	60 x 60cm	30 Stück
2802504	60 x 90 cm	30 Stück



Katzenstreu

Bentonit-Katzenstreu

Katzenstreu aus natürlicher Tonerde (Bentonit).

- Nimmt 350 % des Eigengewichts an Flüssigkeiten auf
- Bildet schnell feste und kompakte Klumpen
- Antibakteriell und geruchsbindend



Artikel	Beschreibung	Größe
2800631	Hellgrau, klumpend	8 kg

Silikat-Katzenstreu

Die ultra-absorbierenden Kristalle ziehen Feuchtigkeit an und schließen Gerüche ein. Die Feuchtigkeit verdunstet, so dass die Kristalle lange haltbar sind. Sie trocknen Feststoffe, reduzieren so die Geruchsbildung und erleichtern das Schaufeln.

- Biologisch abbaubar und antibakteriell



Artikel	Beschreibung	Größe
2800883	Silikat, Katzenstreu	2 x 16 L
2800884	Silikat, Katzenstreu, klumpend	5 L
2800885	Silikat, Katzenstreu, nicht klumpend	5 L



Großtierpraxis

Fremdkörpermagnete

Magnet zur Vorbeugung vor traumatischen Fremdkörpererkrankungen bei Rindern. Spitze Fremdkörper können erhebliche Schäden der inneren Organe verursachen. Fremdkörpermagnete ziehen eisenhaltige Fremdkörper (z.B. Schrauben, Nägel, Draht) an und binden diese, sodass Verletzungen der Magenwände verhindert werden. Nach Verabreichung verbleibt der Magnet in Pansen oder Netzmagen.

Artikel	Beschreibung	Menge
2802240	Käfigmagnet	10 Stück



Ultraschallgele

Gel für alle Bereiche der Ultraschalldiagnostik und -therapie.

- Absolut mikrobiasenfrei
- Unschädlich für Schallköpfe
- Sehr gute Haut- und Schleimhautverträglichkeit
- Ohne Parfüm und Farbzusätze
- Frei von Stabilisatoren und Formaldehyd

Artikel	Größe
1 2802378	250 g
2 2802379	1000 g
3 2802380	5000 g



Zitzeninstrumente

Spritzenaufsatzkanüle

Spritzenaufsatzkanüle für die Verabreichung von Medikamenten durch die Zitzen in den Euter.

Artikel	Beschreibung	Menge
2800260	Luer, unsteril, 15 mm	100 Stück



Zitzendilatatoren

Zum Offenhalten des Strichkanals nach Verletzungen und Operationen. Zur Zitzenerweiterung bei Stenosen und Ruhigstellung bei Zitzenerkrankungen.

Artikel	Beschreibung	Menge
2800262	Zitzenkanüle in Vaseline 5 cm	10 Stück



JETZT ENTDECKEN
products.covetrus.com
ALLE INFORMATIONEN
AUF EINEN BLICK.

Geräte

Patientenüberwachung

Thermo Control Heizmatte

Eine Heizmatte, die entwickelt wurde, um den Wärmeverlust bei Hunden, Katzen und Kleintieren während der Operation und Genesung zu minimieren. Auch für den Einsatz in der Physiotherapie geeignet, mit 12-Volt-Stahlkabelabdeckung und doppeltem Überhitzungsschutz für die Sicherheit.

Wesentliche Merkmale:

- Hochwirksam durch FIR-Infrarot-Technologie
- Einstellbare Zeit- und Temperatureinstellungen zwischen 30°C und 42°C
- Ebenfalls zur Verwendung in Ställen und um Käfige herum
- Elastisches Design
- Biegsames Material

Im Lieferumfang enthalten:

- Heizmatte
- Steuergerät
- Blaue Abdeckung
- Adapter
- Stromversorgungskabel



Artikel	Beschreibung
2802276	Heizmatte

Heizmattenabdeckungen

Waschbarer Mikrofaserbezug mit Klettverschluss.



Artikel	Beschreibung	Menge
2802285	Abdeckung der Heizmatte	3 Stück
2802286	Abdeckung der Heizmatte	1 Stück
2802287	Ersatznetzteil	1 Stück

Veterinär-Elektrokardiograph

Speziell für Tiere entwickelt, zuverlässige Echtzeit-EKG-Messung, leistungsstarke Datenverwaltung.

- 6,2" LCD-Touchscreen mit 1/3-Kanal-Rhythmus-Lead-Anzeige und eingebautem Drucker
- Unterstützt Echtzeit-Sampling, Pre-Sampling, synchrones Sampling und sequentielles Sampling zusätzlich zur R-R (Rhythmus) Analysefunktion



Artikel	Beschreibung
2802111	Veterinär-EKG

Im Lieferumfang enthalten:

Artikel	Beschreibung
2802251	Abnehmbarer 5-Kanal-EKG-Clipstecker
2802252	Aufzeichnungspapier (Rolle, 80mm*20m)

Veterinär-Pulsoximeter

Das Pulsoximeter misst die Sauerstoffsättigung des Hämoglobins (SpO2) im arteriellen Blut und die Pulsfrequenz. Es ist mit einstellbaren Alarmen ausgestattet und bietet außerdem visuelle Indikatoren auf einem hellen 2,4-Zoll-OLED-Display. Es verfügt außerdem über eine durch Schwerkraft aktivierte automatische Display-Drehung für eine einfache Betrachtung in verschiedenen Ausrichtungen.

- 2,4" TFT-Farbdisplay mit automatischer Rotationsfunktion und LED-Beleuchtung
- Wählbare Layout-Modi einschließlich Schriftart und Wellenformen
- Gleichzeitige Anzeige der numerischen Werte und der Wellenform des SpO2
- Zwei Arbeitsmodi: kontinuierliche Überwachung und Stichprobenkontrolle
- Einstellbare akustische und visuelle Alarme



Artikel	Beschreibung
2800522	Pulsoximeter mit EKG
2802235	Pulsoximeter ohne EKG

Standardzubehör (im Lieferumfang enthalten):

Artikel	Beschreibung
1 2800523	Digitaler SpO2-Ohrclip
2 2800528	3-poliges EKG-Kabel



Optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):

Artikel	Beschreibung
1 2800524	Ladestation mit AC-DC-Adapter
2 2800525	Lithium Batterie
3 2800526	Schutzhülle aus Silikon (Gelb)
4 2800527	Tragetasche (Schwarz)
5 2800529	EKG-Alligatorklemme (3 Stück/Set)



Sonstiges

SpO2 Zubehör

Artikel	Beschreibung
2801510	SpO2-Rektalsonde



Blutzuckermessung

Das Blutzuckermessgerät wurde speziell für Hunde und Katzen entwickelt. Die minimal erforderliche Blutprobenmenge von 0,4 µl aus frischem kapillarem oder frischem venösem Vollblut macht die Blutzuckermessung für Hunde und Katzen einfacher und angenehmer. In nur 5 Sekunden erhalten Sie den gewünschten Messwert. Dank der Sip-In-Technologie (automatische Blutaufnahme) ist die Blutzuckermessung bei Hunden und Katzen einfach zu handhaben. Ebenso verhindert die Sip-In-Technologie unhygienisches Blutschmierern.

- Ergebnis in nur 5 Sekunden
- Messbereich: 10-600 mg/dl



Im Lieferumfang enthalten:

- Blutzuckermessgerät
- Tragetasche
- 2x Batterien
- Benutzerhandbuch
- Schnellstart-Anleitung



Artikel	Beschreibung
2800659	VET Blutzuckermessgerät mg/dl

Blutzuckerteststreifen



Artikel	Menge
2800660	25 Streifen

Refraktometer

Refraktometer für Kolostrum

Zur Beurteilung der Kolostrumqualität und demnach der passiven Immunisierung von Kälbern. Der Gehalt an IgG ist nach 24 bis 72 Stunden relativ stabil.

- Produkt-Details:
- Messbereich: Brix 0-32 %
 - Minimale Skala: Brix 0,20 %
 - Größe (mm): 26 x 40 x 170
 - Aufbewahrungsbox im Lieferumfang enthalten



Artikel	Größe
2802110	26 x 40 x 170 mm

Refraktometer für Serumprotein und spez. Gewicht

Zur Messung des Serumproteins, des Brechungsindex und des spezifischen Gewichts von Urin.

- Messbereich:
- 0 ~ 12 g/dl Serumprotein
 - 1,000 ~ 1,040 Spezifisches Gewicht des Urins
 - 1,3330 ~ 1,3600 nD
 - 0,2 g/dl Serumprotein
 - 0,005 Spezifisches Gewicht des Urins
 - 0,0005nd
 - Größe (mm): 26 x 40 x 170



Artikel	Größe
2802250	26 x 40 x 170 mm

Vet Piezo Scaler

Kompaktes Ultraschall-Scaler-Gerät speziell für die Tierzahnheilkunde entwickelt.

- Abnehmbares, autoklavierbares Handstück und Wechsel der Spitze: Ziehen Sie das Handstück heraus und schrauben Sie die Skalierungsspitze und das Endo- Chuck nach jeder Behandlung ab. Verpacken Sie das Handstück vor dem Sterilisieren mit steriler Gaze oder im Steribeutel
- Funktionen: Scaling, Endo und automatische Wasserezufuhr
- Mit einstellbarer Intensität und Wassermenge: einstellbar in 10 Stärken
- Bedienung über ein Fußpedal
- Wird geliefert mit einem externen 800 ml Wassertank, ebenfalls kompatibel mit externer Wasserversorgung
- Digitale Steuerung
- Frequenz um 30.000 Hz
- Abmessungen 190 x 125 x 60 mm (B x T x H), Gewicht 0,73 kg

Lieferumfang: 1x Gerät, 1x Klinik-Kit mit 1x Handstück-E, 1x Spitzenwechsler, 3 Spitzen (HS-S4-E, HS-P3-E, HS-S1-E)



Artikel	Beschreibung
2801557	Vet Piezo Scaler PS 1
2801831	Piezo Scaler PS 1 LED
2801598	Ersatzflasche für Piezo Scaler PS 1

Scalerspitzen

	Artikel	Beschreibung	Menge
1	2801595	Scalerspitze S1 für supragingivalen Zahnstein am Zahnhals	3 Stück
2	2801596	Scalerspitze S4 für supragingivalen Zahnstein, etwas länger als S1	3 Stück
3	2801594	Scalerspitze P3 Perio Tip für subgingivalen und tiefsitzenden Zahnstein	3 Stück





covetrus

Care Without Compromise

Products vets trust, value they count on

LED-Polymerisationslicht

Kabelloses, leichtes, stiftförmiges Lichthärtungsgerät mit einer Leistung von über 1200 mW/cm². Ideal für die Aushärtung von lichthärtenden Verbundwerkstoffen. Es verfügt über ein digitales Bedienfeld mit einem akustischen Signal für die letzten 3 Sekunden.

- Der leistungsstarke Diodenmechanismus kann Materialien mit einer durchschnittlichen Dicke von 3 mm innerhalb von 10 Sekunden bei fast allen auf dem Markt erhältlichen Kompositen auf Harzbasis polymerisieren.
- 3 verschiedene Aushärtungsmodi: kontinuierlicher Modus, Ramp-up-Modus und Pulsmodus. Die Zeit kann für jeden Modus separat eingestellt werden.
- Betrieb bei 230 V, 50/60 Hz, mit einer Wellenlänge von 450–470 nm und einer langlebigen blauen 5-W-LED.
- Das Handstück wiegt 154 g und misst 25 × 3,5 × 2,5 cm; die Ladeeinheit ist 11,5 × 8 × 7,5 cm groß.
- Im Lieferumfang enthalten sind eine 8-mm-Lichtleiterführung, zwei kleine orangefarbene Spitzen, eine orangefarbene Abschirmung und ein Tischladegerät.



Artikel	Beschreibung
2801597	LED Lichtpolymerisationslampe

Mikroskope

Binokulares Mikroskop

Binokulares, sehr stabiles Labormikroskop mit Aluminium-Stativ.

- Eingebauter Kreuztisch X-Y, Verstellbereich 70 x 28 mm
- Höhenverstellbarer Abbe-Kondensor N.A. mit Irisblende und Filterhalter
- Achromatische Semi-Plan-DIN-Objektive 4x, 10x, 40x, 100x
- Regelbare LED-Beleuchtung 1 Watt mit integriertem Transformator und 3 aufladbaren NiMh-AA-Batterien für ca. 60 Stunden Dauerbetrieb
- 10x/20 mm Okulare und Köhler Beleuchtung
- Stativ mit Grob- und Feintrieb mit 0,002 mm Teilung und Revolver mit Klick-Stopp für 4 Objektive
- Integrierte Blockierung zur Vermeidung von Beschädigungen an Objektiv und Präparat

Lieferumfang: 4 Objektive, Netzkabel, Staubschutzhülle, Immersionsöl 5 ml und Bedienungsanleitung.



Artikel	Beschreibung
2801854	Binokulares Mikroskop

Schermaschinen

Kompakte und leistungsstarke Haarschneidemaschine für Haustiere mit sicherer und scharfer Schneideklinge.

- Geräuscharm
- Abgerundete Klingenzähne
- Abnehmbare Keramikklinge
- Starke Schneidleistung
- Wasserdicht und über USB wiederaufladbar




Artikel	Beschreibung
2802383	Schermaschine für Haustiere

Instrumente

Nadelhalter

Mathieu

Einfacher Feder-Nadelhalter mit Zangengriff und Ratschenverriegelung.



	Artikel	Beschreibung	Größe
1	2801201		14 cm
2	2801200		17 cm
3	2801202	Schlank	14 cm
4	2801203	Kräftig	17 cm
5	2801204	Kräftig	20 cm

Mayo-Hegar

Leichter Nadelhalter mit Grifflöchern am Ende. Mit gerasteten Griffen und Backen mit schraffierten Flächen.



Artikel	Größe
2801208	14 cm
2801205	16 cm
2801209	18 cm

Premiumsortiment mit TC-Einlagen

Mayo-Hegar TC

Leichter Nadelhalter mit Grifflöchern am Ende. Mit gerasteten Griffen und Backen mit schraffierten Flächen.

- Hartmetalleinsätze mit präzise ausgearbeiteter Struktur sorgen für einen sicheren Halt der Nadel



Artikel	Größe
2801206	16 cm
2801207	20 cm

Olsen-Hegar TC

Nadelhalter mit integrierter Schere. Zum Führen der Nadel und zum anschließenden Schneiden des Nahtmaterials ohne Wechsel des Instruments

- Hartmetalleinsätze mit präzise ausgearbeiteter Struktur sorgen für einen sicheren Halt der Nadel



Artikel	Größe
2801219	14 cm
2801220	16,5 cm

Skalpellgriffe & -klingen

Skalpellgriff #3

Hochwertiger Edelstahl-Skalpellgriff für Sezierungen und andere Zwecke.



Artikel	Beschreibung	Größe
2801253	passend für Skalpellklingen #10–19	3

Skalpellgriff #4



Artikel	Beschreibung	Größe
2801254	passend für alle größeren Skalpellklingen	4

Einwegskalpelle

Sterile Einwegskalpelle aus Edelstahl mit Kunststoffgriff.

- Außergewöhnliche Stabilität
- Exakte Schnittkanten

Artikel	Größe	Menge
1 2800978	#10	10 Stück
2 2800979	#11	10 Stück
3 2800980	#12	10 Stück
4 2800981	#15	10 Stück
5 2800982	#20	10 Stück
6 2800983	#21	10 Stück
7 2800985	#23	10 Stück
8 2800986	#24	10 Stück



Skalpellschneiden

Hochgradig kontrollierte Schärfe- und Wärmebehandlungsverfahren sorgen für scharfe, haltbare und starke Klingen.

- Skalpellklingen aus Kohlenstoffstahl oder Edelstahl
- Zeichnen sich durch präzise Schnittkanten und eine langanhaltende Schärfe aus
- Britischer Standard BS 2982:1992, ISO 7153-1:1991
- Jede Klinge ist einzeln in Aluminiumfolie verpackt
- Die Klingen aus Kohlenstoffstahl sind durch VPI-Papier geschützt
- Klingengrößen sind auf der Rückseite der Folienverpackung gekennzeichnet
- Steril in Spenderboxen geliefert

Kohlenstoffstahl	Rostfreier Stahl	Beschreibung	Menge
1 2800987	2800996	#10	100 Stück
2 2800988	2800997	#11	100 Stück
3 2800989	2800998	#12	100 Stück
4 2800990	2800999	#15	100 Stück
5 2800991	2801000	#20	100 Stück
6 2800992	2801001	#21	100 Stück
7 2800993	2801002	#22	100 Stück
8 2800994	2801003	#23	100 Stück
9 2800995	2801004	#24	100 Stück

Fadenziehmesser aus Kohlenstoffstahl

Hochgradig kontrollierte Schärfe- und Wärmebehandlungs- Verfahren sorgen für scharfe, haltbare und starke Klingen.


- Abgerundete Spitze für erhöhten Patientenkomfort und minimiertes Risiko perkutaner Verletzungen
- In Aluminiumfolie VPI-Papierschutz verpackt
- Einzeln steril verpackt (Gamma-Steril)
- Britischer Standard 2982:1992
- 5 Jahre Haltbarkeit



Artikel	Länge	Menge
2801542	9,3 cm	100 Stück

Scheren

Legende der #Nummern



Scheren gebogen #1



Artikel	Größe
2801261	14 cm
2801262	16 cm
2801263	18 cm

Scheren gerade #1



Artikel	Größe
2801294	11 cm
2801295	14 cm
2801296	16 cm
2801297	18 cm

Scheren gebogen #2



Artikel	Größe
2801264	14 cm

Scheren gerade #2



Artikel	Größe
2801298	13 cm
2801299	14 cm
2801300	16 cm

Scheren gebogen #3



Artikel	Größe
2801265	14 cm

Scheren gerade #3



Artikel	Größe
2801301	13 cm
2801302	14 cm
2801303	16 cm

Spezialisierte Schere
Mayo-Scheren



Artikel	Beschreibung	Größe
2801281	Gebogen	14 cm
2801280	Gebogen	17 cm
2801283	Gerade	14 cm
2801282	Gerade	17 cm

Metzenbaum-Scheren



Artikel	Beschreibung	Form	Größe
2801291	Gebogen	#1	14 cm
2801288	Gebogen	#1	18 cm
2801290	Gerade	#1	14 cm
2801289	Gerade	#1	18 cm

Spencer-Schere

Gerade Schere zum Schneiden von Fäden, dünner chirurgischer Drähte und anderem dünnen Material.



Artikel	Beschreibung	Größe
2801278	Gerade	12,5 cm


Spencer-Faden-Schere

Gerade Standardschere zum Entfernen von Nähten. Eingekerbte Klinge ideal zum Fadenziehen.



Artikel	Beschreibung	Größe
2801321	Gerade	9 cm
2801322	Gerade	10,5 cm

Irisschere Supercut



Artikel	Beschreibung	Größe
2801272	Gebogen	11 cm
2801276	Gerade	11 cm

Verbandschere nach Lister

- Standardschere ideal zum Schneiden von Verbänden.
- Schnelles und einfaches Schneiden
 - Risikoloses Einführen der Klinge unter den Verbandstoff



Artikel	Beschreibung	Größe
2801257	Standard	9 cm
2801258	Standard	11 cm
2801259	Standard	14 cm
2801260	Standard	18 cm
2801279	Mit Taschen-Clip	14 cm

Klemmen

Rochester-Pean

Gebogen
Arterienklemme mit durchgehend quergerieften Backen zum Abklemmen größerer Gefäße.



Artikel	Größe
2801152	14 cm
2801153	16 cm
2801154	18 cm
2801149	20 cm

Gerade



Artikel	Größe
2801156	14 cm
2801157	16 cm
2801150	18 cm

Gebogen Grazil



Artikel	Größe
2801151	13 cm

Gerade Grazil



Artikel	Größe
2801155	13 cm

Kelly

Kräftige Arterienklemme mit über die halbe Länge gerieften Backen.

Gebogen



Artikel	Größe
2801142	14 cm

Gerade



Artikel	Größe
2801143	14 cm

Kocher

Kräftige Klemmen mit gezahnten Backen und ineinandergreifenden Zähnen an den Backenspitzen.

Grazil gebogen



Artikel	Größe
2801145	13 cm
2801144	14 cm

Gerade



Artikel	Größe
2801146	13 cm
2801147	14 cm
2801148	16 cm

Halstead-Mosquito
Gebogen



Artikel	Größe
2801141	12,5 cm



Gerade



Artikel	Größe
2801139	12,5 cm



Gerade 1 x 2 Zähne



Artikel	Größe
2801140	12 cm



Mosquito
Gebogen



Artikel	Größe
2801179	10 cm



Gerade



Artikel	Größe
2801180	10 cm



Crile
Gebogen



Artikel	Größe
2801137	14 cm

Gerade



Artikel	Größe
2801138	14 cm

Hartmann

Besonders kleine Ausführung von Arterienklemmen mit kurzen Schenkeln, auch Baby-Mosquito genannt.

Gebogen



Artikel	Größe
2801121	10 cm



Gerade




Artikel	Größe
2801122	10 cm



Spencer-Wells

Arterienklemme mit durchgehend quergerieften Backen.

Gebogen



Artikel	Größe
2801127	14 cm



Gerade



Artikel	Größe
2801128	14 cm



Gewebeklemmen

Allis

Klemmen zum sicheren Greifen, Bewegen oder Halten in spezifischer Position von Gewebe.

Artikel	Beschreibung	Größe
2801338	4 x 5 Gerade	12,5 cm
2801339	5 x 6 Gerade	15 cm
2801340	5 x 6 Gerade	19 cm



Chirurgische Pinzetten

1 x 2 Zähne



Artikel	Größe
2801342	14 cm



Chirurgische Pinzetten 1x2 Zähne



Artikel	Größe
2801327	13 cm
2801328	14,5 cm
2801343	16 cm
2801326	18 cm



2 x 3 Zähne




Artikel	Größe
2801329	11 cm
2801344	14 cm



Anatomische Pinzetten

Anatomische Pinzetten sind gekennzeichnet durch Haltebacken mit quer verlaufenden Rillen ohne Zähne.

- Schonendes Fassen empfindlicher Strukturen, wie Blutgefäße oder Nerven
- Sicheres und schonendes Greifen von Gewebe



Artikel	Größe
2801120	11 cm
2801131	14 cm
2801345	18 cm

Adson Brown 7 x 7 Zähne



Artikel	Größe
2801336	12 cm Chirurgisch 7 x 7
2801330	15 cm 7 x 7 Zähne



Spezialpinzetten

Adson-Brown 9 x 9 Zähne

Ideale Nahtpinzette für Operationen, mit seitlich angeordneten Zähnen.

- Ermöglicht eine feste, atraumatische Führung von Haut und Gewebe



Artikel	Größe
2801331	12 cm

Adson Mini

Sicheres und schonendes Erfassen von Gewebe.

- Kurze Backen mit schmalen Spitzen
- Aus Titan



Artikel	Größe
2801333	12 cm

Adson Chirurgisch 1 x 2 Zähne

Adson-Pinzette mit kräftigen Schenkeln und kurzen schmalen Backen.



Artikel	Größe
2801334	13 cm

Fasszange nach Hartmann

Fasszangen zum Greifen, Halten und Entfernen von Gewebe und Fremdkörpern.

- Ideal für minimalinvasive Verfahren

	Artikel	Beschreibung	Größe
1	2801136		8,5 cm
	2801133		14 cm
	2801134		16 cm
2	2801135	1 x 2 Zähne	14 cm

Adson 1 x 2 Zähne

Chirurgische Nahtpinzette.



Artikel	Größe
2801332	12 cm

Adson Anatomisch Micro

Pinzette zum Festhalten von Verbandsmaterialien wie Watte und Mull bei chirurgischen Verfahren und zum Halten von empfindlichem Gewebe.

- Breiter Daumengriff für sicheren Halt, erhöhte Präzision und Kontrolle




Artikel	Größe
2801337	12 cm

Adson Fine Micro

Adson-Pinzette mit besonders schmalen Backen.



Artikel	Größe
2801335	12 cm



Verbandpinzette

Adson



Artikel	Größe
2801077	12 cm



Dentalpinzetten

College

Feine anatomische Pinzette.


- Abgewinkelte glatte Backen
- Mit Stift
- Ideal für Operationen an der Maulhöhle, zum Entfernen von Splittern oder Einführen von Tamponaden



Artikel	Größe
2801238	15 cm

Ophthalmologische Pinzetten

Stevens



	Artikel	Beschreibung	Größe
1	2801115	Gerade	10,5 cm
2	2801114	Gebogen	10,5 cm
3	2801119	Stark gebogen	10,5 cm

Graefe

Breite ophthalmologische Pinzette für sicheren Halt, besonders an Augenlidern und Wimpern.

	Artikel	Beschreibung	Größe
1	2801116	Gerade	10 cm
2	2801117	Gerade	11 cm

Intestinalklemmen

Doyen

Klemme zum Halten des Darms während Operationen.



Artikel	Größe
2801171	23,5 cm

Tuchklemmen

Klemmen zur Befestigung von Abdecktüchern auf der Haut von anästhesierten Patienten.

Backhaus

Artikel	Größe
2801353	8 cm
2801354	11 cm
2801355	13 cm
2801352	15 cm



Jones



Artikel	Größe
2801356	5,5 cm

Retraktoren

Wundspreizer und Wundretraktoren zum Zurückhalten von Gewebe bei chirurgischen Eingriffen und Offenhalten sowie Spreizen chirurgischer Öffnungen.

Wundspreizer
Weitlaner

Artikel	Beschreibung	Größe
2801361	Weitlaner Stumpf	13,5 cm

Handtuchklemme Schaedel gerade




Artikel	Größe
2801357	9 cm

Wundhaken
Farabeuf



Artikel	Größe
2801243	11,5 cm

Senn Miller



Artikel	Beschreibung	Maße	Größe
2801244	Stumpf	22 x 7 mm	16 cm
2801245	Scharf	22 x 7 mm	16 cm

Hohlmeißelzange

Mini Hohlmeißelzange nach Friedmann

Besonders feiner Knochenrongeur nach Friedmann.

- Scharfkantiges Maul mit Rippen
- Federgriff
- Zum Glätten scharfer Knochenkanten
- Fein und gebogen



Artikel	Größe
2801065	12,5 cm

Knochenrongeur nach Luer

- Scharfkantiges Maul mit Rippen
- Federgriff
- Zum Glätten scharfer Knochenkanten
- Fein und gebogen



Artikel	Größe
2801246	15 cm

Sonstige Instrumente/Zubehör

Kastrationshaken



Artikel	Beschreibung	Größe
2801066	Kastrationshaken für Katzen	20 cm

Instrumententablett



Artikel	Größe
2801162	21 x 16 x 1 cm

Instrumentenbox - nicht perforiert

Instrumentenboxen aus Edelstahl.

- Autoklavierbar
- Mit Deckel



Artikel	Beschreibung	Größe
2801160	Ohne Halterung am Deckel	18 x 12 x 5 cm
2801161	Mit Halterung am Deckel	20 x 10 x 5 cm
2801164	Ohne Halterung am Deckel	26 x 15 x 5 cm
2801165	Ohne Halterung am Deckel	30 x 20 x 5 cm

Instrumententape

Die Markierungsbänder dienen der einfachen Kennzeichnung und Identifizierung von Instrumenten. Autoklavierbar bis zu 136 °C / 275 °F. Geeignet für die Reinigung und Desinfektion.

- Das Set enthält:
- 2 x Rollen Neon Violett
 - 2 x Rollen Neon Pink
 - 1 x Rolle Neon Blau
 - 1 x Rolle Neongelb
 - 1 x Rolle Neongrün
 - 1 x Rolle Neon Orange
 - Gestell für die Organisation

Artikel	Beschreibung	Größe
2801858	Instrumententape-Set	8 x 1 m



Instrumentenringe

Instrumenten-ID-Ringe in der Größe: 1/4" (0,64 cm)

- Autoklavierbar bis zu 36 °C/275 °F
- Geeignet für die Reinigung und Desinfektion
- Frei von Naturlatex

- Das Set enthält:
- 2 x 25 Neon Lila
 - 2 x 25 Neon-Rosa
 - 1 x 25 Neonblau
 - 1 x 25 Neongelb
 - 1 x 25 Neongrün
 - 1 x 25 Neon Orange
 - Spender und Ablage, um sie geordnet und für den Gebrauch zugänglich zu halten

Artikel	Beschreibung	Größe
2801857	Instrumentenringe-Set, Neonfarben	8 x 25 Stück



Instrumente für die Großtierpraxis

Geburtskettengriff

Handgriff aus Edelstahl.



Artikel	Beschreibung	Größe
2801057	Gebärhaken	13 cm

Wartung

Universal-Öl-Spray

Universelles Reinigungs- und Pflegespray.

- Für Hand- und Winkelstücke
- Für luft- und kugelgelagerte Turbinen
- FCKW-frei



Artikel	Größe
2801492	500 ml



Dental

Fluorid-Schaum

- Topischer oraler Fluorid-Schaum mit 1,5% Fluorid und Vanillegeschmack.
- Zur Anwendung nach gründlichen Zahnreinigungen
 - Einfache Anwendung dank des praktischen Schaumspenders
 - 1 Dose reicht für ca. 60 Behandlungen



Artikel	Nettogewicht
2800812	125 g

Fluorid-Gel

- Fluorid-Gel für die Anwendung zu Hause (0,4% Fluorid).
- Beerengeschmack
 - Für die Erhaltung der Zahngesundheit oder nach Zahnfleischentzündungen
 - Auf die Zahnaußenseite aufzutragen mithilfe einer Zahnbürste oder Fingerzahnbürste



Artikel	Nettogewicht
2800813	120 g

Chlorhexidin-Paste

- Orales Zahngel mit 0,12% Chlorhexidin.
- Spezielle eingedickte Formel
 - Leicht aufzutragen, bleibt gut haften
 - Anwendung mit einer Zahnbürste mit weichen Borsten ein- bis zweimal täglich
 - Für die kurzfristige, unterstützende Anwendung
 - Ideal nach der Zahnreinigung



Artikel	Nettogewicht
2800815	114 g

Chlorhexidin-Spray

- Orales Chlorhexidin-Spray mit 0,12% Chlorhexidin und ohne Alkohol.
- Ein- bis zweimal täglich zur Maulhygiene verwenden
 - Oberlippe anheben und ein bis drei Sprühdöse auf jeder Seite der Maulhöhle sprühen
 - Auf die äußere (bukale) Oberfläche der Zähne zielen



Artikel	Größe
2800816	30 ml



Pro Pet Solutions

Inspired by Veterinarians

Pro Pet Solutions ermöglicht es Tierärztinnen, Tierärzten und Tierhaltern erschwingliche, tierärztlich inspirierte Ergänzungsfuttermittel und Pflegeprodukte für die Anwendung zu Hause anzubieten.

Pro Pet Solutions steigert die Wirtschaftlichkeit der Praxis durch die Förderung von Wiederholungskäufen und den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen - bei gleichzeitiger Unterstützung einer nachhaltigen Patientenversorgung.

“Covetrus Pro Pet Solutions ist die neueste Ergänzung unseres Portfolios und stellt Tierärzten und Tierbesitzern Produkte für die Pflege und Versorgung von Haustieren zu Hause zur Verfügung.”

Pro Pet Solutions Index

Covetrus Pro Pet Solutions 59

1	Ergänzungsfuttermittel	60
	Unterstützung der Gelenke	60
	Unterstützung für Haut und Fell	61
	Unterstützung des Immunsystems	61
	Unterstützung der Leber	62
	Unterstützung bei Stress	62
	Mittel gegen Haarballen	63
	Unterstützung des Verdauungssystems	63
	Unterstützung des Flüssigkeitshaushalts	64
	Unterstützung der Magenschleimhaut	64
	Unterstützung des Stoffwechsels	65
2	Pflegeprodukte	65

Dentalinstrumente

Knochenrongeur nach Luer

- Zum Glätten scharfer Knochenkanten



Artikel	Beschreibung	Größe
2801246	Luer Slim gebogen	15 cm

Mini Hohlmeißelzange nach Friedmann

- Zum Glätten scharfer Knochenkanten



Artikel	Beschreibung	Größe
2801065	Mini Friedmann	12,5 cm

Parodontologie

Hämostatische Lösung

- Topische adstringierende Lösung aus Aluminiumchlorid.
- Einfache Gingivaretraktion mit einer Gingivaretraktionsschnur getränkt in hämostatischer Lösung
 - Zur Unterstützung bei der Stillung von Zahnfleischbluten
 - 25 % Aluminiumchlorid



Artikel	Beschreibung	Größe
2800811	25% Aluminiumchlorid	30 ml

Einmal-Propylaxekelche

- Universal-Einweg-Propylaxewinkel – zum einmaligen Gebrauch.
- Mit einem Getriebe ausgestattet, das ein kontinuierliches Vor- und Zurückschwingen ermöglicht
 - Vorteile der oszillierenden Bewegung gegenüber der Zentrifugalbewegung
 - Einzeln verpackt und latexfrei



Artikel	Menge
2800791	100 Stück

Ergänzungsfuttermittel

Unsere NutriCareVet-Produktlinie umfasst über 20 hochwertige Ergänzungsfuttermittel für Heim- und Nutztiere. Die Produkte wurden in Zusammenarbeit mit Tierärzten entwickelt, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Tiere in einer Vielzahl von Situationen zu unterstützen. Zudem sind sie in Europa nach höchsten Qualitätsstandards und auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse hergestellt und bieten zuverlässige Qualität zu einem fairen Preis – für Tierhalter ebenso wie für Landwirte.

NutriCareVet – Unterstützung der Gelenke

Ergänzungsfuttermittel für Hunde – Kautabletten zur Unterstützung der Gelenke

- Joint Support Kautabletten fördern die Gesundheit und Aktivität des Bewegungsapparates bei Hunden, insbesondere bei Senioren.
- Es enthält Glucosamin, Chondroitinsulfat, L-Methionin, Teufelskrallenextrakt, Grünlippmuschel, Vitamin C und Vitamin E
 - Diese Inhaltsstoffe unterstützen den Gelenkstoffwechsel, die Knorpelregeneration und die Entwicklung des Bindegewebes
 - Die Formel enthält 100% Geflügelleber, Omega-3-Fettsäuren (EPA + DHA)



Artikel	Inhalt	Nettogewicht
2802083	85 Kautabletten	213 g

Ergänzungsfuttermittel für Katzen und Hunde – Flüssigkeit zur Unterstützung der Gelenke

- Joint Support Liquid ist für Hunde und Katzen und fördert die langfristige Gesundheit der Gelenke. Das Produkt ist besonders empfehlenswert für Hunde und Katzen mit Gelenksteifheit, insbesondere ältere Tiere mit eingeschränkter Mobilität und Lahmheit.
- Es enthält Glucosamin, MSM, Chondroitinsulfat, Fischöl, Vitamin C und Vitamin E
 - Die Formel enthält Omega-3-Fettsäuren (EPA + DHA), ist mit Karamellgeschmack, laktose- und glutenfrei, klinisch getestet



Artikel	Inhalt	Nettogewicht
2802085	Flüssigkeit	250 ml

Ergänzungsfuttermittel für Hunde und Katzen – Paste zur Unterstützung der Harnwege

- Hartreibende Paste zur Unterstützung der physiologischen Funktion des Harntrakts bei Hunden und Katzen.
- Es enthält Methionin, Taurin, Vitamin E und Cranberry-Extrakt



Artikel	Inhalt	Nettogewicht
2802100	Paste	100 g

NutriCareVet – Unterstützung für Haut und Fell

Ergänzungsfuttermittel für Hunde und Katzen – Flüssigkeit zur Unterstützung für Haut und Fell

- Skin & Coat Support Liquid ist für Hunde und Katzen und fördert gesunde Haut und ein glänzendes Fell.
- Es trägt dazu bei, ein Ungleichgewicht der Fettsäuren auszugleichen, indem es essentielle Omega-3-Fettsäuren liefert. Dabei werden Haut, Fell, Nägel und Haare unterstützt.
 - Die Formel enthält Fischöl, Nachtkerzenöl, Anisöl und die Vitamine A, D3 und E



Artikel	Inhalt	Nettogewicht
2802080	Flüssigkeit	250 ml

NutriCareVet – Unterstützung des Immunsystems

Ergänzungsfuttermittel für Hunde und Katzen – Multivitamine für Haustiere

- Unsere Pet Multivitamins enthalten eine essentielle Mischung aus Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen für Katzen und Hunde.
- Sie eignen sich ideal in Stresssituationen mit erhöhtem Nährstoffbedarf, z. B. in der Genesungsphase oder während der Sägezeit
 - Zusätzlich tragen die Tabletten zur Aufrechterhaltung eines gesunden und leistungsfähigen Immunsystems bei



Artikel	Inhalt	Nettogewicht
2800629	Tabletten	50 x 1 g

Ergänzungsfuttermittel für Katzen – Lysin-Gel zur Unterstützung des Immunsystems

- Immune Support Lysine Gel hilft, das Immunsystem von Katzen in Zeiten von Stress zu stärken.
- Es enthält L-Lysin, eine essentielle Aminosäure, die Katzen nicht selbst herstellen können, und wird besonders für Katzen mit Herpesvirusinfektionen empfohlen
 - Das Lysin-Gel ist schmackhaft, ohne bitteren Geschmack, laktose- und glutenfrei, hypoallergen und aus biologisch angebauten Zutaten hergestellt



Artikel	Inhalt	Nettogewicht
2802081	Gel	50 ml

Ergänzungsfuttermittel für Katzen – Kautabletten zur Unterstützung des Immunsystems

- Diese Tabletten wurden für Katzen in allen Lebensphasen entwickelt, um ein gesundes Immunsystem zu unterstützen.
- Die Formel enthält Beta-Glucane, Kolostralmilchpulver, L-Carnitin, Präbiotika, Probiotika (Enterococcus faecium), Taurin sowie essentielle Vitamine und Spurenelemente
 - Es unterstützt das Immunsystem während der Genesung, durch Impfungen und beim Abstillen



Artikel	Inhalt	Nettogewicht
2802101	190 Kautabletten	142,5 g

Ergänzungsfuttermittel für Hunde – Kautabletten zur Unterstützung des Immunsystems

Immune Support Kautabletten für Hunde fördern ein gesundes Immunsystem durch eine spezielle Kombination aus Vitaminen, Spurenelementen und essentiellen Aminosäuren.

- Ein starkes Immunsystem ist insbesondere bei der Erholung von Krankheiten, Schutzimpfungen, der Aufrechterhaltung einer gesunden Mundflora und beim Absetzen der Welpen vom Muttertier notwendig.
- Die Tabletten enthalten Beta-Glucane, Präbiotika, Vitamin E, Vitamin C, Methionin, Carnitin und Echinacea purpurea L. (Sonnenhut).

Artikel	Inhalt	Nettogewicht
2802102	85 Kautabletten	213 g



 NutriCareVet – Unterstützung der Leber

Ergänzungsfuttermittel für Katzen – Kautabletten zur Unterstützung der Leber

Liver Support Kautabletten fördern einen gesunden Leberstoffwechsel bei Katzen.

- Es enthält Mariendistel, Artischocke, Betainhydrochlorid, die Vitamine E und B12, Arginin und Taurin
- Diese Inhaltsstoffe unterstützen die Leberfunktion, die Verdauung und die allgemeine Vitalität

Artikel	Inhalt	Nettogewicht
2802087	80 Kautabletten	60 g



Ergänzungsfuttermittel für Hunde – Kautabletten zur Unterstützung der Leber

Liver Support Kautabletten fördern einen gesunden Leberstoffwechsel bei Hunden.

- Es enthält Mariendistel, Kurkuma, Artischocke, Betainhydrochlorid, Lecithin, Schisandra und Vitamin E.
- Diese Inhaltsstoffe bieten antioxidative, entzündungshemmende und regenerative Vorteile, unterstützen die Gallenfunktion, regen den Stoffwechsel an, fördern die Verdauung und schützen die Leber

Artikel	Inhalt	Nettogewicht
2802088	85 Kautabletten	213 g



 NutriCareVet – Unterstützung bei Stress

Ergänzungsfuttermittel für Katzen und Hunde – Flüssigkeit zur Unterstützung bei Stress

Stress Support Liquid wurde entwickelt, um Hunde und Katzen in belastenden Situationen sanft zu unterstützen. Ob Gewitter, Feuerwerk, laute Geräusche oder Reisen – das Produkt hilft, Stressreaktionen effektiv zu mildern und mehr innere Ruhe und Ausgeglichenheit zu schenken.

- Es enthält L-Tryptophan und Grüntee-Extrakt zur Unterstützung der Serotoninproduktion und von Ruhe und Entspannung sowie Vitamin B1 bei nervösen Störungen
- Die Formel mit Karamellgeschmack ist nicht sedierend, hypoallergen, laktose- und glutenfrei, farbstofffrei und klinisch getestet
- Es ist einfach zu verabreichen und wirkt innerhalb von 90 Minuten

Artikel	Inhalt	Nettogewicht
2802074	Flüssigkeit	250 ml



Ergänzungsfuttermittel für Katzen und Hunde – Tabletten zur Unterstützung bei Stress

Stress Support Tabletten wurden für Hunde und Katzen entwickelt, um ängstliche oder nervöse Haustiere in Stresssituationen wie Gewitter, Feuerwerk, laute Geräusche oder Reisen zu beruhigen.

- Die Tabletten enthalten Tryptophan, Taurin und die Vitamine B3, B6 und D3 zur Unterstützung des emotionalen Gleichgewichts und der Entspannung
- Sie sind nicht sedierend, laktose- und glutenfrei, farbstofffrei, klinisch getestet

Artikel	Inhalt	Nettogewicht
2802073	Tabletten	43 g



 NutriCareVet – Mittel gegen Haarballen

Ergänzungsfuttermittel für Katzen – CatLax Haarballenentferner

Katzen können bei der häufigen Fellpflege leicht Haare aufnehmen, was zur Bildung von Haarballen führt. Verschluckte Haare können sich im Verdauungstrakt festsetzen und einen Klumpen bilden. Zu den Symptomen gehören Würgen, Husten, Erbrechen und Verstopfung. Haarballen können durch häufige Fellpflege und die regelmäßige Anwendung von CatLax vermieden werden.

- CatLax enthält Inhaltsstoffe, die den Verdauungstrakt sanft schmieren, um die Bildung von Haarballen zu verhindern
- Die Paste wirkt wie ein Gleitmittel, das die verschluckten Haare umhüllt und es dem Haarballen ermöglicht, den Verdauungstrakt hinunter zu wandern
- Es hat eine milde abführende Wirkung, die in verhärteten Stuhl eindringt, sodass er ausgeschieden werden kann
- PCR: Die Tube besteht zu 55% aus recyceltem Kunststoff!

Artikel	Inhalt	Nettogewicht
2802450	Paste	60 g



 NutriCareVet – Unterstützung des Verdauungssystems

Ergänzungsfuttermittel für Hunde und Katzen – Pet Intestinal Formula Paste

Die Pet Intestinal Formula Paste ist eine ergänzende Mineralstoffpaste für Hunde und Katzen, welche die Darmflora bei Verdauungsstörungen unterstützt.

- Die sofortige Unterstützung zur Wiederherstellung der normalen Verdauungsfunktion
- Die Paste hilft das Volumen und die Häufigkeit des Stuhlgangs zu reduzieren
- Sie stellt den Elektrolyt- und Wasserhaushalt wieder her und liefert gleichzeitig eine leicht assimilierbare Energiequelle
- Sie unterstützt die Reparatur und Regeneration der gastrointestinalen Schleimhaut
- Sie enthält Bentonit-Montmorillonit, Präbiotika, Probiotika und Elektrolyt

Artikel	Inhalt	Nettogewicht
2800946	Paste	15 ml
2800947	Paste	30 ml
2800949	Paste	60 ml



NutriCareVet - Unterstützung des Flüssigkeitshaushalts

Ergänzungsfuttermittel für Hunde und Katzen - Oral Rehydration Powder Sachets

Dieses speziell entwickelte Elektrolytpulver unterstützt die Darmgesundheit von Hunden und Katzen effektiv – ideal zur Rehydratation bei und nach Verdauungsstörungen.

- Mit Dextrose-Monohydrat, Natriumchlorid und Kaliumchlorid hilft es, den Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt schnell wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
- Ergänzt durch pflanzliche Extrakte aus Europa, eignet es sich für Tiere aller Lebensphasen, Rassen und Größen.
- Die einfache Anwendung macht das Produkt besonders praktisch im Alltag.
- Es wurde gemeinsam mit Tierärzten entwickelt und wird von diesen empfohlen – für eine gezielte, sichere Unterstützung bei Durchfall, Erbrechen oder erhöhtem Flüssigkeitsbedarf.



Artikel	Inhalt	Nettogewicht
2800950	Pulver	10 x 30 g

Ergänzungsfuttermittel für Rinder - Tabs zur Unterstützung der Rehydratation

Diese orale Lösung wurde für Kälber zur Behandlung von durch Durchfall verursachter Dehydrierung entwickelt.

- Sie enthält Präbiotika, Probiotika, Natriumbicarbonat und Laktose zur Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushalts sowie zur Wiederherstellung der Energieversorgung
- Leicht lösliche Tabletten mit einem SID-Wert von 82 mEq/Liter
- Einzeln verpackt für eine einfache Anwendung



Artikel	Inhalt	Nettogewicht
2802096	30 Tabletten	1500 g

NutriCareVet - Unterstützung der Magenschleimhaut

Ergänzungsfuttermittel für Katzen - Kautabletten zur Unterstützung der Magenfunktion

Gastro Support Kautabletten für Katzen dienen zur Unterstützung der Magenfunktion und Verdauung, insbesondere bei Übersäuerung.

- Mit Flohsamenschalen, Ulmenrinde, Eibisch und Montmorillonit
- Anregung der Darmbewegung durch Probiotika und Präbiotika



Artikel	Inhalt	Nettogewicht
2802092	80 Kautabletten	60 g

Ergänzungsfuttermittel für Hunde - Kautabletten zur Unterstützung der Magenfunktion

Gastro Support Kautabletten für Hunde dienen zur Unterstützung der Magenfunktion und Verdauung, insbesondere bei Übersäuerung.

- Mit Flohsamenschalen, Ulmenrinde, Eibisch und Montmorillonit
- Anregung der Darmbewegung durch Probiotika und Präbiotika



Artikel	Inhalt	Nettogewicht
2802093	85 Kautabletten	213 g

NutriCareVet - Unterstützung des Stoffwechsels

Ergänzungsfuttermittel für Rinder - Boli zur Unterstützung bei Kalziummangel

Ergänzungsfuttermittel für Kühe zur Unterstützung des Stoffwechsels und des Kalziumspiegels nach dem Abkalben, wenn der Kalziumbedarf erhöht ist. Enthält Calciumformiat und Vitamin D3.



Artikel	Inhalt	Nettogewicht
2802105	8 Boli	ca. 880 g

Pflegeprodukte

Ohrreinigungslösung für Hunde und Katzen

Sanfte, nicht schädliche Ohrreinigungslösung für Hunde und Katzen. Entfernt Schmutz und Ohrenschmalz, hält die Ohren sauber und trocken. Hilft zusätzlich Verfärbungen des Fells zu minimieren.

- Einfache Anwendung mit der speziellen flexiblen Düse
- Begrenzt die Verschmutzung oder Verfärbung der Haare um die Ohren herum
- Mit Aloe Vera



Artikel	Größe
2800630	100 ml

Augenpartie-Reiniger Hydrogel

Hydrogel zur Anwendung um die Augenpartie, zur Reinigung und Beruhigung.

- Es entfernt effektiv Tränenrückstände und Ablagerungen
- Ist alkoholfrei, pH-neutral, nicht reizend und eine sichere, wirksame Lösung



Artikel	Größe
2800951	60 ml

Augentropfen

Konservierungsmittelfreie Tropfen mit beruhigenden, erfrischenden Eigenschaften für trockene, rote oder gereizte Augen.

- Geeignet für alle Tiere
- Hergestellt aus 100% natürlichen Inhaltsstoffen wie Kamille, Euphrasia und Hamamelis



Artikel	Größe
2802431	10 ml



NutriCareVet

Ergänzungsfuttermittel

Unsere Ergänzungsfuttermittel für kleine und große Tiere in allen Lebenslagen.

- Hochwertige Inhaltsstoffe zu einem fairen Preis
- Ausgezeichnete Akzeptanz; geeignet für Welpen sowie geriatrische Tiere
- In Zusammenarbeit mit Tierärztinnen und Tierärzten entwickelt
- Produktion in Europa durch führende Hersteller
- Nachhaltige, ressourcenschonende Verpackung
- Einfache Unterstützung der Tiergesundheit direkt von zu Hause aus



UNSER SORTIMENT

Unterstützung der Gelenke	XX		X	
Unterstützung des Immunsystems	X	XX	X	
Unterstützung des Verdauungssystems	X		XXX	
Unterstützung des Flüssigkeitshaushalts			X	X
Unterstützung der Magenschleimhaut	X	X		
Unterstützung für Haut und Fell	X		X	
Unterstützung der Leber	X	X		
Mittel gegen Haarballen		X		
Unterstützung der Mund- und Zahnpflege	X			
Unterstützung bei Stress			XX	
Unterstützung des Stoffwechsels				X
Welpenunterstützung	X			

CARE WITHOUT COMPROMISE

